

ivoclar

Enjoy. Work. Flow.

PrograMill® 7 PrograMill® 7 Pure

Top-Technologie. Top-Konditionen.

Gültig ab 01.05. bis 30.09.2026

Making People Smile

PrograMill® 7 PrograMill® 7 Pure

The Evolution in Milling Excellence


PrograMill 7 und PrograMill 7 Pure sind leistungsfähige 5-Achs-Fräsmaschinen, die speziell für Dentallabore und Praxislabore entwickelt wurden. Beide Systeme überzeugen mit durchdachten Funktionen und einer hohen Prozesssicherheit.

Sie ermöglichen eine vorausschauende Prozessplanung, sparen wertvolle Zeit und schaffen Kapazitäten für eine gesteigerte Produktivität. Die Geräte sind sowohl für den Trocken- als auch Nassbetrieb ausgelegt und verbinden einen hohen Automatisierungsgrad mit moderner Systemperformance.

Entdecke
die




- ✓ Die PrograMill 7 ist mit einem **8-fach-Materialwechsler** ausgestattet, der es ermöglicht, mehrere Materialien parallel zu bestücken und Fräsaufträge automatisch nacheinander abarbeiten zu lassen. Bei der PrograMill 7 Pure wurde bewusst auf diesen Wechsler verzichtet – alle übrigen Funktionen entsprechen jedoch vollständig denen der PrograMill 7.
- ✓ Die neue **leistungsstarke 1,5-kW-Spindel** verarbeitet unterschiedlichste Materialien wie IPS e.max CAD, Ivotion und Titanlegierungen schnell und präzise.
- ✓ Der **automatische Wechsel zwischen Nass- und Trockenbetrieb** ohne manuelle Reinigung spart Ihnen Tag für Tag wertvolle Zeit.
- ✓ Ein neues **größeres 12"-Display und die intuitive Benutzeroberfläche** sorgen für einen reibungslosen Arbeitsablauf.
- ✓ Individuell **anpassbare CAM-Strategien und hohe Rechengeschwindigkeiten** ermöglichen eine optimale Nutzung – von der Prozesskontrolle bis zur schnellen Fertigung.
- ✓ Nass- und Trockenbetrieb, materialspezifische Werkzeuge sowie unterschiedliche Haltersysteme ermöglichen den **flexiblen Einsatz** mit unterschiedlichsten Materialien.
- ✓ Automatisierte Werkzeug- und Materialwechsel sowie Selbstreinigungsfunktionen erlauben einen **verlässlichen Nachtbetrieb** (bei der PrograMill 7).



PrograMill® 7


Für einen automatisierten Betrieb rund um die Uhr

Die PrograMill 7 ist eine 5-Achs-Fräsmaschine für die präzise Bearbeitung von Dentalmaterialien im Nass- und Trockenverfahren. Ausgestattet mit einem 8-fach-Materialwechsler, automatischem Werkzeugmanagement und integrierter Prozessüberwachung ermöglicht sie eine durchgängige, automatisierte Fertigung. Die stabile Maschinenkonstruktion, hochdynamische Antriebstechnik und intelligente Steuerungssoftware sorgen für reproduzierbare Ergebnisse bei hoher Oberflächenqualität und Prozesssicherheit.



Lieferumfang:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
770640	PrograMill 7	1
	Scheibenhalter mit Schnellspannring	7
	Digital Denture-Halter-Ring	1
	Fixierbügel Scheibenhalter	1
	IPS e.matrix	1
	PrograMill Tool Green 2,5c	1
	PrograMill Tool Green 1,0c	1
	PrograMill Tool Green 0,5c	1
	Werkzeugbibliothek	1
	Drehmomentschlüssel 0,45 Nm	1
	Drehmomentschlüssel 2,8 Nm	1
	Sechskant-Schraubendreherbit 3 mm	1
	PrograMill Werkzeugzange	1
	Spindel-Wartungsset	1
	RFID-Container	1
	Testkörper-Rohling	1
	Reinigungsset Spannzange	1
	Spannzangenschlüssel	1
	Netzkabel	1
	Druckluftschlauch	1
	Reinigungsset Touch-Display	1
	Bedienungsanleitung PrograMill	1
	Bedienungsanleitung CAM-Software	1




für nur EUR 66.514,50
statt EUR 73.905,00

Für einen reibungslosen Start empfehlen wir das Base Add-On (Seite 8) sowie das CAM Add-On (Seite 9).

PrograMill® 7 Pure


Für maximale Effizienz auf kleinem Raum

Die PrograMill 7 Pure ist eine kompakte 5-Achs-Fräsmaschine für die effiziente Nass- und Trockenbearbeitung dentaler Materialien. Sie verfügt über eine präzise Antriebstechnologie, ein automatisches Werkzeugwechselsystem und eine benutzerfreundliche Steuerung für zuverlässige Produktionsprozesse. Der Fokus liegt auf wirtschaftlicher Fertigung, einfacher Integration in bestehende CAD/CAM-Workflows und konstant hoher Bearbeitungsqualität.



Lieferumfang:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
770641	PrograMill 7 Pure	1
	Scheibenhalter mit Schnellspannring	1
	Digital Denture-Halter-Ring	1
	Fixierbügel Scheibenhalter	1
	IPS e.matrix	1
	PrograMill Tool Green 2,5c	1
	PrograMill Tool Green 1,0c	1
	PrograMill Tool Green 0,5c	1
	Werkzeugbibliothek	1
	Drehmomentschlüssel 0,45 Nm	1
	Drehmomentschlüssel 2,8 Nm	1
	Sechskant-Schraubendreherbit 3 mm	1
	PrograMill Werkzeugzange	1
	Spindel-Wartungsset	1
	RFID-Container	1
	Testkörper-Rohling	1
	Reinigungsset Spannzange	1
	Spannzangenschlüssel	1
	Netzkabel	1
	Druckluftschlauch	1
	Reinigungsset Touch-Display	1
	Bedienungsanleitung PrograMill	1
	Bedienungsanleitung CAM-Software	1



für nur EUR 57.510,00
statt EUR 63.900,00

Für einen reibungslosen Start empfehlen wir das Base Add-On (Seite 8) sowie das CAM Add-On (Seite 9).

PrograMill® Add-Ons

So individuell wie Ihr Labor

Ihr Labor, Ihre Entscheidung: Mit den vielseitigen Add-Ons für die PrograMill 7 und PrograMill 7 Pure bauen Sie sich Ihr System genau nach Ihren Bedürfnissen auf. Ob Materialien, Werkzeuge oder Hardware – Sie wählen, was Sie wirklich brauchen, und schaffen so maximale Freiheit und Effizienz in Ihrer Produktion.



Base Add-On

Die Basis für Ihre Performance


Die PrograMill Base verbindet Funktionalität mit durchdachtem Design. Im Inneren des modernen Unterschranks arbeitet ein leistungsstarkes, zugleich angenehm leises Saug- und Kühlmittelsystem – perfekt abgestimmt auf die PrograMill 7 und PrograMill 7 Base. Mehrstufige Filter sorgen dafür, dass schädliche Partikel zuverlässig entfernt werden. Der 15-Liter-PrograMill-Tank automatisiert die Nassverarbeitung und erhöht so den Bedienkomfort. Für maximale Ordnung bietet die integrierte Schublade einen passgenauen Einsatz, in dem Materialien, Werkzeuge und Zubehör strukturiert und griffbereit untergebracht sind.



Lieferumfang:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
772751	PrograMill Base Set	1
	Suction Unit	1
	Tank	1
689981	PrograMill Fluid	4

für nur EUR 6.915,94
statt EUR 8.136,40



Dieses Add-On wird für einen reibungslosen Start empfohlen.


CAM Add-On

Maximale Leistung startet mit der richtigen Software

Die PrograMill CAM-Software verbindet intelligentes Nesting mit leistungsstarker Berechnungstechnologie. Sie automatisiert die Verarbeitung Ihrer Designdaten und greift dabei auf validierte, prozessorientierte Bearbeitungsstrategien zurück – für durchgehend verlässliche und präzise Ergebnisse.

Lieferumfang:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
691953	PrograMill CAM Set	1
	PrograMill CAM Software	1
	RFID-Reader	1
691691	PrograMill PC	1
697508	Monitor widescreen	1
751604	Optical mouse	1
747634	Tastatur	1



für nur EUR 7.216,08
statt EUR 8.489,50



Dieses Add-On wird für einen reibungslosen Start empfohlen.

Zirkon Add-On

Premium-Material trifft Premium-Maschine


Mit dem Zirkon Add-On holen Sie das Maximum aus Ihrer PrograMill heraus: Zehn hochwertige Zirkonscheiben bilden die Basis für präzise, ästhetische Ergebnisse – abgestimmt auf die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine. Die passenden Tools sind im Add-On bereits enthalten und sorgen für perfekt aufeinander abgestimmte Prozesse vom ersten Fräsvorgang an.

Lieferumfang:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
	Zirkonscheiben Ihrer Wahl (z.B. IPS e.max Zirconia)	10
689012	PrograMill Tool yellow 2.5c	1
689013	PrograMill tool yellow 1.0c	1
689014	PrograMill tool yellow 0.5c	1

Tools für nur EUR 260,10
statt ~~EUR 306,00~~

zzgl. 10 Zirkonscheiben (Preis abhängig von Produktauswahl)




Lernen Sie das neueste Zirkon von Ivoclar kennen: **IPS e.max® Zirconia**

IPS e.max Zirconia ist das neue Premium-Zirkonoxid – entwickelt, um Ihren Laboralltag einfacher, schneller und zuverlässiger zu machen: eine Scheibe für alle Fälle, mit High-End-Ästhetik und prozessorientierter Effizienz.

Höhe	UVP	Ihr Vorteilspreis im Add-On
12 mm	EUR 154,00	EUR 130,90
14 mm	EUR 187,00	EUR 158,95
16 mm	EUR 211,00	EUR 179,35
18 mm	EUR 229,00	EUR 194,65
22 mm	EUR 269,00	EUR 228,65
25 mm	EUR 283,00	EUR 240,55
30 mm	EUR 329,00	EUR 279,65

Verfügbare Farben: BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 (30 mm ist nicht in allen Farben verfügbar)

Weitere Zirkonscheiben finden Sie im aktuellen Produktkatalog oder unter ivoclar.com.



Ivotion® Add-On

Abnehmbarer Zahnersatz war noch nie so einfach


Ivotion ist eine durchgängige, digitale Lösung zur Herstellung von abnehmbarem Zahnersatz – effizient, materialoptimiert und reproduzierbar. Das innovative, mehrschichtige Scheibenkonzept vereint Zahn- und Basismaterial in einem Rohling und ermöglicht damit einen durchgängigen Fräsprozess ohne manuelles Aufstellen. Im Ivotion Add-On erhalten Sie zehn Ivotion Scheiben nach Wahl für maximale Flexibilität bei verschiedenen Indikationen sowie die perfekt abgestimmten Tools. So integrieren Sie die Fertigung nahtlos in Ihren Workflow – und realisieren hochwertige Ergebnisse so einfach wie nie.

Lieferumfang:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
	Ivotion Scheiben Ihrer Wahl (z.B. Ivotion monolithisch)	10
689022	PrograMill tool green 5.0	1
689023	PrograMill tool green f1.5	1
689024	PrograMill tool green 2.5c	1
689025	PrograMill tool green 1.0c	1
689026	PrograMill tool green 0.5c	1

Tools für nur EUR 323,13
statt EUR 380,15

zzgl. 10 Ivotion Scheiben (Preis abhängig von Produktauswahl)



Eine Scheibe – eine Prothese: Ivotion®

Die monolithische Scheibe kombiniert Zahn- und Prothesenbasismaterial und ermöglicht das Fertigen von patientenindividuellen Totalprothesen in einem durchgängigen Fräsvorgang. Abschließend erfolgt lediglich noch die Politur der gefrästen Prothese.

Höhe: 38 mm

Verfügbare Zahnfarben: BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1

Verfügbare Base-Farben (kombiniert in einer Scheibe mit der jeweiligen Zahnfarbe): Pink-V, Pref, US-D

Verfügbar für Ober- und Unterkiefer

Im Add-On je Scheibe nur EUR 88,83
statt EUR 104,50

Weitere Ivotion Scheiben finden Sie im aktuellen Produktkatalog oder unter ivoclar.com.



Digital Denture Holder Add-On


Der perfekte Halt für den Ivotion Workflow

Für die digitale Prothesenfertigung wurde ein speziell entwickelter Ring zur Erweiterung des PrograMill Disc Holders konzipiert. Er ermöglicht die präzise vordefinierte Fixierung von Ivotion-Scheiben sowie die exakte Wiederpositionierung bereits bearbeiteter Discs.

Lieferumfang:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
689245	Digital Denture Holder Ring	6
749658	Fixierbügel Scheibenhalter	6

für nur EUR 1.983,90
statt EUR 2.334,00



IPS e.max® CAD Add-On


Premium-Glaskeramik trifft digitale Präzision

IPS e.max CAD steht für bewährte Lithium-Disilikat-Glaskeramik und setzt seit Jahren Maßstäbe in Ästhetik, Festigkeit und Vielseitigkeit. Das IPS e.max CAD Add-On umfasst zehn Packungen des Materials und ermöglicht Ihnen die Umsetzung zahlreicher Indikationen – von Einzelkronen bis hin zu komplexeren Versorgung. Die abgestimmten Tools sind bereits enthalten, sodass Sie effizient und prozesssicher fertigen können. Für Ergebnisse, die in Präzision und Natürlichkeit überzeugen – Tag für Tag.

Lieferumfang:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
	IPS e.max CAD Packungen Ihrer Wahl	10
689018	PrograMill tool red g3.0	1
689019	PrograMill tool red g2.0	1
689020	PrograMill tool red g1.0	1
689021	PrograMill tool red g0.5	1

Tools für nur EUR 276,42
statt EUR 325,20



zzgl. 10 Packungen IPS e.max CAD (Preis abhängig von Produktauswahl)



Dieses Add-On wird als Ergänzung zum Ivotion Add-On empfohlen.




IPS e.max CAD Produkte finden Sie im aktuellen Produktkatalog oder unter ivoclar.com.

Tools Add-On


Für jedes Material das passende Tool

Das Tools Add-On vereint die wichtigsten Fräswerkzeuge für eine präzise und materialgerechte Bearbeitung – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen der digitalen Fertigung. Dank des klar definierten Farbkonzepts behalten Sie jederzeit den Überblick: Gelb für Zirkon, Rot für Glaskeramik und Composite, Grün für PMMA, Blau für Kobalt-Chrom und Hellblau für Titan. So wählen Sie intuitiv das passende Tool und sorgen für optimale Ergebnisse bei jedem Material. Alle Werkzeuge sind auf Effizienz, Standzeit und Prozesssicherheit ausgelegt – für einen reibungslosen Workflow vom ersten Frässchritt bis zum fertigen Werkstück.



Lieferumfang:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
689012	PrograMill tool yellow 2.5c	1
689013	PrograMill tool yellow 1.0c	1
689014	PrograMill tool yellow 0.5c	1
689018	PrograMill tool red g3.0	1
689019	PrograMill tool red g2.0	1
689020	PrograMill tool red g1.0	1
689021	PrograMill tool red g0.5	1
689022	PrograMill tool green 5.0	1
689023	PrograMill tool green f1.5	1
689024	PrograMill tool green 2.5c	1
689025	PrograMill tool green 1.0c	1
689026	PrograMill tool green 0.5c	1
760963	PrograMill tool blue CoCr 3.0	1
760964	PrograMill tool blue CoCr 2.0	1
760965	PrograMill tool blue CoCr 1.5	1
760966	PrograMill tool blue CoCr 1.0	1
760967	PrograMill tool blue CoCr 0.6	1
754521	PrograMill tool blue Ti 1.5i	1
760968	PrograMill tool blue Ti 3.0	1
760969	PrograMill tool blue Ti 2.0	1
760970	PrograMill tool blue Ti 1.5	1
760971	PrograMill tool blue Ti 1.0	1
760972	PrograMill tool blue Ti 0.6	1
760973	PrograMill tool blue Ti 1.5i	1



c = coated
(Beschichtung für höhere Standzeiten und ausdauernde Produktion)
g = grinder
(Sondergeometrie: Diamantbeschichtete Schleifer für die Nassbearbeitung von Glas-keramik)
f = flat
(Sondergeometrie: Bei diesem Werkzeug handelt es sich um einen Flachfräser)
i = implant
(Spezialwerkzeug für Implantate)

für nur EUR 1.851,17
statt EUR 2.177,85


No Limits Add-On

Für die, die alles wollen

Sie möchten gleich aufs Ganze gehen? Dann ist das No Limits Add-On das richtige für Sie. Dieses Add-On vereint das Zirkon-, Ivotion-, IPS e.max CAD- und Tools Add-On und ergänzt noch weitere Tools für die Wachsbearbeitung (schwarz) sowie Sonderwerkzeuge.

Lieferumfang:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
	Zirkonscheiben Ihrer Wahl	10
	Ivation Scheiben Ihrer Wahl	10
	IPS e.max CAD Packungen Ihrer Wahl	10
689012	PrograMill tool yellow 2.5c	1
689013	PrograMill tool yellow 1.0c	1
689014	PrograMill tool yellow 0.5c	1
689018	PrograMill tool red g3.0	1
689019	PrograMill tool red g2.0	1
689020	PrograMill tool red g1.0	1
689021	PrograMill tool red g0.5	1
689022	PrograMill tool green 5.0	1
689023	PrograMill tool green f1.5	1
689024	PrograMill tool green 2.5c	1
689025	PrograMill tool green 1.0c	1
689026	PrograMill tool green 0.5c	1
689027	PrograMill tool black 5.0	1
689028	PrograMill tool black f1.5	1
689029	PrograMill tool black 2.5	1
689030	PrograMill tool black 1.0	1
689031	PrograMill tool black 0.5	1
702905	PrograMill tool blue ti3.0c	1
754521	PrograMill tool blue ti1.5c	1
760963	PrograMill tool blue CoCr 3.0	1
760964	PrograMill tool blue CoCr 2.0	1
760965	PrograMill tool blue CoCr 1.5	1
760966	PrograMill tool blue CoCr 1.0	1
760967	PrograMill tool blue CoCr 0.6	1
760968	PrograMill tool blue Ti 3.0	1
760969	PrograMill tool blue Ti 2.0	1
760970	PrograMill tool blue Ti 1.5	1
760971	PrograMill tool blue Ti 1.0	1
760972	PrograMill tool blue Ti 0.6	1
760973	PrograMill tool blue Ti t1.5i	1



c = coated
(Beschichtung für höhere Standzeiten und ausdauernde Produktion)
g = grinder
(Sondergeometrie: Diamantbeschichtete Schleifer für die Nassbearbeitung von Glas-keramik)
f = flat
(Sondergeometrie: Bei diesem Werkzeug handelt es sich um einen Flachfräser)
i = implant
(Spezialwerkzeug für Implantate)
t = toric
(Sondergeometrie: Bei diesem Werkzeug handelt es sich um einen torischen Fräser, speziell für die Bearbeitung von Titan)

Tools für nur EUR 2.197,29
statt EUR 2.585,05

zzgl. je 10 Packungen IPS e.max CAD, Ivotion Scheiben und Zirkonscheiben
(Preis abhängig von Produktauswahl)



Making People Smile

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt., Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 30.09.2026 - solange der Vorrat reicht. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeiten in Ihrem Land. Diese Angebote sind nicht mit gesonderten Verkaufsaktionen kombinierbar. Ausführlichere Informationen finden Sie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen

Ivoclar Vivadent GmbH Ellwangen verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten, die sich aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben. Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten und Ihren Rechten finden Sie im Abschnitt Datenschutz (verfügbar unter: <http://www.ivoclar.com/legal/privacy-policy>).

