

Garrison®

STRATA-G™

Teilmatrizensystem



prämolare



molare



weite Kavitäten

NEU!

Quad Matrix System™

Die ideale Ergänzung für komplexe Fälle.



prämolare



molare

Katalog
DE 2026

FROM THE LEADER IN MATRIX SYSTEMS

Wir sind für Sie da - persönlich und digital

Haben Sie Fragen, Anregungen oder möchten Sie etwas bestellen? Dann sprechen Sie uns gerne an!

Unser Ziel ist es, Ihnen ein Höchstmaß an Service zu bieten - sei es auf Messen, bei Zahnärztetagen oder im täglichen Kontakt.

So erreichen Sie uns - rund um die Uhr:

E-Mail: info@garrisonsdental.net
Telefon: 02451 971 409
über Webinare oder Social Media

Wir freuen uns darauf, Ihnen weiterzuhelfen. 😊



Jacqueline Mersi
General Manager



Lorraine Schneider
Europe Manager



Verena Kohnen
Nordic Manager

Inhaltsverzeichnis

MATRIZENSYSTEME

Quad NEU!	4-7
Strata-G™	8-13
3D Fusion™	14-19
Andere Teilmatrizensysteme	20-21

TRADITIONELLE TOFFLEMIRE

BÄNDER

Margin Elevation Band	38
Slick Bands™ Tofflemire-style Bänder	39

FRONTZAHNMATRIZEN

VariStrip™	31
Fusion™ Frontzahnmatrizensystem	32

RINGE

Quad NEU!	4-7
Strata-G™	8-13
3D Fusion™	14-15
Gold, Original.	20
3DXR, 3D500	21

BÄNDER

Strata-G™	10
3D Fusion™ Firm	17
3D Fusion™	19
SXR, SM, Gold, M, B	24-25

KEILE

Quad NEU!	7
Strata-G™	11
A+, WedgeWands™	28
3D Fusion™	29

MATRIZENBANDHALTER

Composi-Tight®	
Matrizenbandhalter BFA-1	42

RINGSEPARIERZANGEN

Premium	43
Original	43
Universal	43

APPROXIMALES FINIEREN

FitStrip™	34-37
Lösung für ASR mit FitStrip™	35-36
FitStrip™ subgingival	36-37

KONTAKTFORMER

Perform™	30
--------------------	----

KOMPOSIT INSTRUMENTE

Multifunktions-Instrumente TN009	42
--	----

WICHTIGE INFORMATIONEN

Ringe im Vergleich	22-23
Matrizenbänder im Vergleich	24-25
Keile im Vergleich	26-27
Anwendung Strata-G™	50
Fallberichte	13, 33, 40, 41, 44, 45
Guide zur Auswahl der Matrizen.	48-49
Sterilisationsanleitung	51
Bestellformular	53

MEINUNGSBILDNER/


FALLBERICHTE

ASR mit FitStrip™ NEU!	33
Margin Elevation Band	40
Fusion™ Frontzahnmatrizensystem	41
Strata-G™ Teilmatrizensystem.	13, 44
3D Fusion™	45
Begeisterte Anwender der Produkte	46-47

Alle Angebote sind gültig bis zum 31. Dezember 2026 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Änderungen können ohne Ankündigung vorgenommen werden. Alle Preise unterliegen der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Warum sollten Sie ein Garrison Teilmatrizensystem verwenden?

Garrison Teilmatrizensystem



- + Eine optimale Separierung der Zähne für einen festen Kontakt
- + Bänder mit ausgeprägter Kurvature orientieren sich an der Anatomie des Zahns
- + Anatomisch korrekte Kontakte auf der richtigen Höhe
- + Benutzerfreundliches System
- + Keine Nachbearbeitung notwendig
- + 26 Jahre Erfahrung im Bereich der Teilmatrizensysteme vereint im Garrison Teilmatrizensystem




System im Tofflemire-Stil



- ⊗ Approximale Anatomie kaum rekonstruierbar
- ⊗ Geringer Kontakt an der Randleiste
- ⊗ Risiko von Karies und Zahnfleischerkrankungen
- ⊗ Höheres Risiko für Frakturen und einer okklusalen Interferenz

*Buy & Try - Kaufen Sie unsere Sets, um sie auf Herz & Nieren in der Praxis am Patienten zu testen. Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.



- 1 Matrizenband platzieren:**
Platzieren Sie das Band mit dem Garrison Matrizenbandhalter. Tipp: Wenn die Zähne sehr eng stehen, setzen Sie bereits während der Präparation den Ring auf.
- 2 Garrison Interdentalkeil:**
Sie gleiten mühelos in den Interdentalraum und bleiben sicher in Position - ohne zurückzurutschen. Sie sind weich, flexibel und adaptieren sich leicht an den Approximalbereich.
- 3 Ring platzieren:**
Platzieren Sie den Garrison Ring mit der Ringseparierzange über dem Keil. Dank der Ultra-Grip™ Retention bleibt er fest in Position - für eine stabile Separierung und perfekten Kontakt.



Composi-Tight® Gold*

Einführung des Composi-Tight Gold® Teilmatrizensystems mit fast doppelt so hohem Separationskraft wie der ursprüngliche Ring



Composi-Tight® 3D

Einführung von Composi-Tight® 3D, das den Standard für Matrizenringe mit Soft-Face™-Technologie setzt



NiTIn™

Einführung des NiTin™ Teilmatrizensystems, hergestellt aus gezogenem Nitinol-Draht für konsistente, vorhersagbare Leistung



Strata-G™

Einführung von Strata-G™-Ringen, -Bändern und -Keilen, die eine optimale Abdichtung und Formgebung schaffen

1997



Composi-Tight®

Garrison® hat das revolutionäre Composi-Tight® Teilmatrizensystem eingeführt

2002



Composi-Tight® Silver Plus

Einführung von Composi-Tight® Silver Plus, dem ersten polymerverstärkten segmentierten Teilmatrizenring

2006

2008

2012




Composi-Tight® 3D XR

Einführung von Composi-Tight® 3D XR, entwickelt, um das „Herausspringen“ von Ringen bei kurzen Zähnen oder schwieriger Anatomie zu verhindern

2015

2017



Composi-Tight® 3D Fusion™

Einführung des ersten Rings für großflächige Präparationen

2023

2025



Quad™

Einführung des Quad Teilmatrizensystems™ mit einem fortschrittlichen Design für komplexe Restaurationen

Die ideale Ergänzung zu Ihrem Teilmatrizensystem für komplexe Fälle.

Souveräner Umgang mit anspruchsvollen Restaurationen, einschließlich:

Back-to-Back-Restaurationen: Versorgen Sie gleichzeitig beide Seiten benachbarter Zähne bei Klasse-II-Restaurationen. Zwei Matrizenbänder, ein Quad Wedge und ein Quad Ring sorgen für einen optimierten Arbeitsablauf bei diesem häufig auftretenden Verfahren.

Tiefere Karies: Für tiefere Läsionen empfiehlt sich ein subgingivales, festes Band in Kombination mit einem Quad Keil – für eine sichere, dichte Versiegelung, die durch die Driver Tip Spitze des Quad Rings zusätzlich verstärkt wird.

Komplexe Mehrzahn-Restaurationen: Kombinieren Sie blaue (universale) und orangene (hohe) Quad Ringe, um auch in anspruchsvollen Situationen ideale Konturen und feste Kontakte zu erzielen. Wir zeigen Ihnen, wie!



Fortgeschrittenes Design für komplexe Fälle.

Langlebige Ringe - keine Überschüsse

Gezogener Nickel-Titan-Draht sorgt für dauerhafte Separationskraft und superanpassungsfähige Soft-Face™ Spitzen für weniger Überschuss.

Verbesserte zervikale Abdichtung

Die gespalteten Quad Wedges mit Split-Tip-Design kombiniert mit dem Driver Tip der Ringe sorgt für eine unabhängige zervikale Abdichtung an beiden Seiten einer Back-to-Back Restauration.

Quadranten Workflow

Die asymmetrischen Spitzen verbessern den Halt des Ringes, die Stabilität der Matrizze und die Separation der Zähne. Alles wichtige Voraussetzungen für optimale Ergebnisse bei anspruchsvollen Mehrzahn- und Back-to-Back Restaurationen der Klasse II.




Weitere Informationen

Quad - die ideale Ergänzung für komplexe Fälle



Art.-Nr. Q-KH-00



Das Quad-Teilmatrizensystem eignet sich zwar hervorragend für alltägliche Standardfälle der Klasse II Restaurationen, seine wahre Stärke liegt jedoch in den komplexeren Fällen. Angesichts eines ganzen Quadranten an Klasse II Fällen wie diesem, benötigen Sie spezialisiertes Equipment und eine zuverlässige Technik, um effiziente Ergebnisse zu erzielen.

Die Quad Sets verfügen über eine 60 tägige Geld-zurück-Garantie.**

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
Q-KH-00	Set 2x Quad Ringe (blau, 1x je Ausrichtung) 100x Firm Matrizenbänder, 5 Größen, 80x Quad Keile, 4 Größen (je 20x klein/blau, mittel/orange, groß/grün, anatomisch/lila), 1x Ringseparierzange FXP01	€ 507,00
Q-KHF-10	Intro-All-in-One-Set 2x Quad Ringe (blau, 1x je Ausrichtung) 50x Bleitote 3D Fusion Matrizenbänder, 5 Größen 50x Firm Matrizenbänder, 5 Größen 80x Quad Keile, 4 Größen (je 20x), 1x Ringseparierzange FXP01, 10x VariStrip [™] , 5x Margin Elevation Matrizenbänder	€ 543,00

11 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf

****Buy & Try** - Kaufen Sie unsere Sets, um sie auf Herz & Nieren in der Praxis am Patienten zu testen. Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.

Garrison Dental Solutions | Tel. +49 (0) 2451 971-409

NEU! Online Bestellkatalog, einfach - sicher - schnell <http://katalog.garrisdental.net>

Völlig neues asymmetrisches **Quad-Ring-Design** mit speziellem „Driver-Tip™“ maximiert die Anpassung des speziellen Quad-Keils und die zervikale Abdichtung.

NEU!



- Passt den Split-Tip-Quad-Keil gleichzeitig an beide Seiten der Kavität an
- Verschließt beide Zervikalränder
- Tieferer Zugang für verbesserte Matrizenbandanpassung und Zahnseparation
- Soft-Face™ Design für hervorragende Überschussreduzierung!

Maximale Anpassung

Die rechten und linken Driver-Tip™ Spitzen des Quad-Systems ermöglichen es Ihnen, den idealen Ring für jeden Quadranten und für jede restaurative Herausforderung auszuwählen.




Art.-Nr. Q400

○ – Driver-Tip™




Art.-Nr. Q500

Set	Beschreibung	Stk.	Preis
Q400	Quad Universal Ringe blau (1x je Ausrichtung)	2	€ 279,00
Q500	Quad Lange Ringe orange (1x je Ausrichtung)	2	€ 279,00




Hohe Ringe (orange) mit linker und rechter Driver Spitze sind für ein einfacheres Stapeln erhältlich.




Der **Quad Wedge** verfügt über ein revolutionäres Split-Tip-Design.

NEU!



Sicherer Griffblock für präzise Kontrolle.

Flexible, geteilte Flügel für optimale Anpassung.




Die geteilte Spitze passt die Bänder leicht an beide Zervikalränder an!

Gleitet sanft an der Papille entlang und versiegelt tiefer für ein natürlicheres Erscheinungsbild - auch bei ungleichmäßiger Tiefe.



Versiegeln Sie diese Hohlräume!

Die Quad Wedges umfassen drei Größen und eine speziell geformte lila Variante, die für eine optimale Abdichtung bei konkaven Wurzeln sorgt.



- Verhindert Überschuss und Kontamination

- Verbessert die Anpassung des Matrizenbandes

Set	Beschreibung	Stk.	Preis
QK4-M	Quad Keile Set (je 50x klein/blau, mittel/ orange, groß/grün, anatomisch/lila)	200	€ 122,00



Kurze schief-
stehende Zähne,
Prämolaren

Art.-Nr. SG400
(2 Stück / Pack)
Preis: € 263,00



Große
Molaren

Art.-Nr. SG500
(2 Stück / Pack)
Preis: € 263,00



Weite Kavitäten,
fehlende Höcker

Art.-Nr. SG600
(2 Stück / Pack)
Preis: € 263,00



Ringseparierzange
Art.-Nr. FXP01
Preis: € 119,00


Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
SGR01	Strata-G™ Ring Set (1x blau, 1x orange, 1x grün)	€ 380,00

Strata-G Ringe haben eine starke Separationskraft und sind einfacher zu öffnen

Gezogener Nitinol-Draht, durch die molekulare Verbindung von Nickel und Titan bietet der Draht höchste Leistung - bei gleichzeitig geringerem Kraftaufwand beim öffnen. Die Ringe sind langlebiger und halten ihre Spannung länger.

Weiches Silikon zur Anpassung an jede Zahnform gepaart mit einem harten Kunststoffkern (Polymer) zur besten Separation.

Verbesserte Anatomie - unschlagbarer Halt



Verbesserte Randleistengestaltungen führen und stützen die Matrizenbänder.

StrataBond™ Silikon für unübertroffene Überschussvermeidung.

Ultra-Grip™ Retentionsspitzen bieten einen festen Halt und sind sanfter zur Papille.

STRATA-G™

Teilmatrixensystem

schneller - vorhersagbarer - Überschusskontrolle

Alle Strata-G™ Sets verfügen
über eine 60 tägige Geld-zurück-Garantie.**



SG-KH-00

**Informationen zum Nachfüllen
von Strata-G™ Ringen, Bändern
und Keilen finden Sie auf den
Seiten 8, 10 und 11.**



Anwendungstutorial

Preis pro Klasse II Anwendung: € 1,95

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
SG-KH-00	Set 3x Strata-G™ Ringe (1x kurz blau, lang orange, breit grün), 100x Strata-G™ Firm Matrizenbänder, 5 Größen (je 20x Prämolare 4,3mm, klein- zervikal 5,9mm, Prämolare/ kleine Molare 5,3mm, Molar 6,1mm, Molar/groß-zervikal 7,7mm), 80x Strata-G™ Keile, 4 Größen (je 20x klein/gelb, mittel/blau, groß/orange, extra groß/grün) 1x Ringseparierzange FXP01	€ 610,00
SG-KSH-10	Intro-All-in-One-Set 3x Strata-G™ Ringe, 50x Strata-G™ Matrizen- bänder mit Antihaftbeschich- tung in 5 Größen, 50x Strata-G™ Firm Matrizen- bänder in 5 Größen, 80x Strata-G™ Keile in 4 Größen, 1x Ringseparier- zange FXP01, 10x VariStrip™, 5x Margin Elevation Matrizen- bänder	€ 633,00
SG-KSH-11	Professional Set inkl. BFA-1 und TN009	€ 905,00

9 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf

****Buy & Try** - Kaufen Sie unsere Sets, um sie auf Herz & Nieren in der Praxis am Patienten zu testen.
Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine
Komplettgutschrift.

Garrison Dental Solutions | Tel. +49 (0) 2451 971-409

NEU! Online Bestellkatalog, einfach - sicher - schnell <http://katalog.garrissondental.net>

STRATA-G™

Teilmatrizen-Bänder

Kinderzähne	Prämolar	Prämolar und klein Molare	Molar	Molar groß-zervikal
-------------	----------	---------------------------	-------	---------------------

Strata-G™ Matrizenbänder mit Antihafbeschichtung

0,038 mm
dünn



Art.-Nr.

SG050

SG100

SG175

SG200

SG300

Höhe

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

6,5 mm

7,5 mm

Stk./Pck.

100

100

100

100

100

Preis

€ 122,00

€ 122,00

€ 122,00

€ 122,00

€ 122,00



Set	Beschreibung	Stk.	Preis
SGB01	Strata-G™ Bänder Set (je 80x weiß 3,5mm, grau 4,5mm, lila 5,5mm, grün 6,5mm, blau 7,5mm)	400	€ 422,00



15 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf

SGB02	Strata-G™ Bänder Set (je 40x weiß 3,5mm, grau 4,5mm, lila 5,5mm, grün 6,5mm, blau 7,5mm)	200	€ 223,00
-------	---	-----	----------

9,9 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf

Optimierte Randleistengestaltung

Die stärker konturierte okklusale Seite der Strata-G™-Bänder dient zur Formung und Führung der Randleistengestaltung von Klasse-II-Restaurationen, ohne dabei die Sicht oder den Zugang zu blockieren.



Natürlichkeit bis in den zervikalen Bereich

Die ProfileBooster™ subgingivale Lasche ist in allen Strata-G™ Bandgrößen integriert und unterstützt eine anatomisch korrekte Formgebung.

Einfaches Entnehmen der Bänder

Antihafbeschichtung ermöglicht das leichte Entnehmen der Matrizenbänder und reduziert die Anhaftung am Komposit um 92 %

STRATA-G™

Teilmatrizen-Keile

Bessere Abdichtung durch Design

Die umgekehrte V-Form sitzt niedriger, und die Abdichtungen reichen interproximal weiter nach unten. Die flexiblen Seitenwände und die Soft-Face™ TPE-Ummantelung ermöglichen es den Strata-G™ Keilen, sich mühelos an Konkavitäten und Unregelmäßigkeiten anzupassen.

	Klein, gelb	Mittel, blau	Groß, orange	Extra groß, grün
Strata-G™ Keil				
Keile für Klasse II Kavitäten				
Art.-Nr.	SGYL	SGBL	SGOR	SGGR
Stk./Pck.	100	100	100	100
Preis	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00




Set	Beschreibung	Stk.	Preis
SGK4	Strata-G™ Keile Set (je 100x klein/gelb, mittel/blau, groß/orange, extra groß/grün)	400	€ 229,00

13 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf

SGK4-M	Strata-G™ Keile Set (je 50x klein/gelb, mittel/blau, groß/orange, extra groß/grün)	200	€ 118,00
--------	---	-----	----------

10 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf





Stapeln Sie die Keile aufeinander

Das glatte Hohlraum-Design ermöglicht das Stapeln von Strata-G™ Keilen. Diese Funktion ist äußerst hilfreich bei Zahnfleischrückgang oder wenn eine gleichzeitige Verkeilung von bukkal und lingual gewünscht ist.



Das glatte Hohlraum-Design und die abgerundeten Kanten gleiten mit weniger Trauma über die Papille.





**Jetzt noch schneller
und zuverlässiger**


**Leichtere und vorhersagbarere
Konturen**

Die in den Matrixbändern UND Ringen integrierte Randleistenunterstützung sorgt für den letzten Schliff!

Zuverlässige dichte Kontakte

Ringe aus einem gezogenen Nickel-Titan Draht sind stark, elastisch und leichter zu öffnen. Die Rückenverstärkung aus ultrastrapazierfähigem PEEK erhöht den Zahnseparationsdruck und die Langlebigkeit.


**Strata-G™ mit perfekter
Abdichtung &
Überschussreduzierung**



Schnellere Klasse-II-Restaurationen

Kombinieren Sie die Strata-G™ Ringe, Bänder und Keile für eine perfekte Abdichtung und eine ultimative Überschussreduzierung.

Die Ringe springen dank der Retentionsspitzen nicht vom Zahn und der grüne Ring für weite Kavitäten vereinfacht schwierige breite Präparationen.



Breitere Indikationen–breiteres Lächeln!

Der erstklassige breite Präparationsring der Zahnmedizin (grün) macht Strata-G™ zum vielseitigsten und benutzerfreundlichsten System auf dem Markt. Nehmen Sie die anspruchsvollsten Restaurationen im Seitenzahnbereich mit der Gewissheit in Angriff, dass Sie exzellente Kontakte und eine hervorragende Kontur erreichen werden.



STRATA-G™

Teilmatrizensystem

Dr. Martin von Sontagh (Lustenau, Österreich) verwendet das neue Strata-G™ Teilmatrizensystem von Garrison Dental Solutions.

Fallbericht





Der blaue 3D Fusion™ Ring ist jetzt noch leichter zu öffnen
Verbesserte Anpassung an die Randleiste durch weiches Silikon.
Besonders geeignet bei kurzen und schiefstehenden Zähnen. Hält auch über einer Kofferdammklammer oder am Eckzahn distal.
Art.-Nr. FX400 (2 Stück / Pack)



Der orange 3D Fusion™ Ring jetzt mit retentiven Spitzen
Ultra-Grip™ Retentionsspitzen verhindern ein Abrutschen aller 3D Fusion™ Ringe. Verbesserte Ringform erleichtert das Öffnen und Platzieren der Ringe. Hält auch an großen Molaren.
Art.-Nr. FX500 (2 Stück / Pack)



Der neue grüne 3D Fusion™ Ring für weite Kavitäten
Besonders gut für ausgedehnte, große Kavitäten. Hält selbst bei fehlenden Höckern. Die breiten Silikonfüßchen verhindern das Eindrücken der Matrize in die Kavität.
Art.-Nr. FX600 (2 Stück / Pack)



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
FX400	3D Fusion™ Ring kurz blau, 2 Stück/Pack	€ 245,00
FX500	3D Fusion™ Ring lang orange, 2 Stück/Pack	€ 245,00
FX600	3D Fusion™ Ring breit grün, 2 Stück/Pack	€ 245,00
FXR01	3D Fusion™ Ring Set (1x blau, 1x orange, 1x grün)	€ 358,00
FXP01	verbesserte Ringseparierzange aus geschmiedetem Edelstahl	€ 119,00


Praxis-Tipp

Ist der Approximalkontakt zu eng, um das Matrizenband für die Restauration einzusetzen, platzieren Sie den blauen Ring im Vorfeld, warten ca. 20 Sekunden, bis der Kontakt leicht geöffnet ist, entfernen den Ring und setzen anschließend das Matrizenband ein.

Das haben wir verbessert:


Neues Herstellungsverfahren
sorgt für eine längere
Haltbarkeit der Ringe.

Ultra-Grip™
Retentionsspitzen
mit Abrutschschutz
inklusive.



6,4 mm


Harter
Kunststoffkern
separiert die
Zähne approximal.



4,7 mm

Weiches Soft-Face™
Silikon für perfekte
Adaption der Matrice
an den Zahn.

Erster Ring mit extra
breiten Füßen für
weite Kavitäten.



Extra breit



Aufeinander stapeln - Die
Tru-Stack™-Technologie
ermöglicht das Platzieren
des orangefarbenen Rings
über dem blauen Ring für
eine einfachere MOD und
mehrere Zahnrestorationen.



Das Garrison
Teilmatrixsystem gewinnt
zum vierzehnten Mal in
Folge den Dental Advisor
Award in der Kategorie
"Top Sectional Matrix"!



The Dental Advisor - Top
Sectional Matrix System
2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022, 2023,
2024 und 2025 und Editors'
Choice.

Praxis-Tipp

Nähern Sie sich der Matrice mit dem 3D Fusion™ Ring in einer nach oben angewinkelten Haltung und öffnen Sie den Ring.

Drücken (M.O.) oder ziehen (D.O.) Sie den Ring dann gegen die Matrice. Das Band wird so um den Zahn gelegt.

Setzen Sie den Ring auf den Keil, so nah wie möglich zur Gingiva. Dann lösen Sie den Griff der Zange.

3DFusion™

Sectional Matrix System



FX-HHF-00

Alle 3D Fusion™ Sets verfügen über eine 60 tägige Geld-zurück-Garantie.**

FX-HHF-00 Starter Set enthält:

- 1x 3D Fusion™ Ring kurz blau,
- 1x 3D Fusion™ Ring lang orange,
- 1x 3D Fusion™ Ring breit grün,
- 80x 3D Fusion™ Keile, 4 Größen, sortiert
- 70x 3D Fusion™ Firm Matrizenbänder, 5 Größen (je 20x Prämolare 4,3mm, Prämolare/kleine Molare 5,3mm, Molare 6,1mm; je 5x klein-zervikal 5,9mm, Molare/groß-zervikal 7,7mm)
- 1x Ringseparierzange FX-P01 (S. 43)

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
FX-HHF-00	Starter Set	€ 554,00

9 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf

Praxis-Tipp

Verwenden Sie die federharten 3D Fusion™ Firm Matrizenbänder bei besonders engen Kontakten oder Überständen, denn diese sind stabiler und verknicken beim Einsetzen nicht so leicht wie bleitote Bänder.



Online-Bestellkatalog

****Buy & Try** - Kaufen Sie unsere Sets, um sie auf Herz & Nieren in der Praxis am Patienten zu testen. Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.

Neue eZ-Place™-Technologie

	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und kleine Molaren	Molar	Molar groß-zervikal
3D Fusion™ Firm Matrizenbänder					
0,038 mm dünn					
Art.-Nr.	FXH100	FXH150	FXH175	FXH200	FXH300
Höhe	4,3 mm	4,3 mm Subg. 5,9 mm	5,3 mm	6,1 mm	6,1 mm Subg. 7,7 mm
Stk./Pck.	100	100	100	100	100
Preis	€ 112,00	€ 112,00	€ 112,00	€ 112,00	€ 112,00



Set	Beschreibung	Stk.	Preis
FXHB04	3D Fusion™ Firm Bänder Set (je 60x Prämolare 4,3mm, klein-zervikal 5,9mm, Prämolare/kleine Molare 5,3mm, Molar 6,1mm, Molar/groß-zervikal 7,7mm)	300	€ 293,00

14 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf

Die Firm Bänder mit eZ-Place™-Technologie: sind besonders stabil - sie widerstehen Verformung um bis zu 70 % besser als herkömmliche Bänder. Der hochwertige Edelstahlkern verhindert ein Verknicken beim einsetzen und sorgt für reibungsloses Handling.

Ideal für enge Approximalräume und schwierige Randleistenbereiche, in denen Präzision entscheidend ist.

Mit nur 0,038 mm superdünn und anatomisch vorgeformt, sorgen sie für dichte Kontakte und eine perfekte Kontur - typisch 3D Fusion™ System.



FX-KFF-00-VM

Alle 3D Fusion™ Sets verfügen
über eine 60 tägige Geld-zurück-Garantie.**

FX-KFF-00-VM Intro-All-in-One-Set enthält:

- 1x 3D Fusion™ Ring kurz blau,
- 1x 3D Fusion™ Ring lang orange,
- 1x 3D Fusion™ Ring breit grün,
- 80x 3D Fusion™ Keile, 4 Größen, sortiert
- 70x 3D Fusion™ Matrizenbänder,
- 5 Größen (je 20x grau 4,4mm, lila 5,6mm, grün 6,6mm;
je 5x rot 6,0mm, blau 8,7mm)
- 1x Ringseparierzange FXP01 (S. 43), 4x VariStrips (S. 31),
- 5x Margin Elevation Matrizenbänder (S. 38-39)

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
FX-KFF-00-VM	Intro-All-in-One-Set	€ 565,00
FX-KFF-04	Komplett Set FX-KFF-00 inkl. BFA-1 (S. 42)	€ 723,00
FX-KFF-01	Komplett Set FX-KFF-00 inkl. BFA-1 und TN009 (S. 42)	€ 838,00

9 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf

Praxis-Tipp

Um beste Ergebnisse bei Klasse-II-Komposit Restaurationen zu erzielen, sind in unserem 3D Fusion™ Set alle Komponenten aufeinander abgestimmt.

Sie erhalten anatomisch korrekte Kontakte bei einem Preis von € 1,90 pro Klasse II Anwendung.



Anwendungs-
tutorial

****Buy & Try** - Kaufen Sie unsere Sets, um sie auf Herz & Nieren in der Praxis am Patienten zu testen.

Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.

Passt sich jeder Zahnform an!


	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und kleine Molaren	Molar	Molar groß-zervikal
3D Fusion™ Matrizenbänder					
0,038 mm dünn					
Art.-Nr.	FX100	FX150	FX175	FX200	FX300
Höhe	4,4 mm	4,1 mm Subg. 6,0 mm	5,6 mm	6,6 mm	6,0 mm Subg. 8,7 mm
Stk./Pck.	100	60	100	100	60
Preis	€ 119,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 119,00



Set	Beschreibung	Stk.	Preis
FXB01	3D Fusion™ Bänder Set (je 100x grau 4,4mm, lila 5,6mm, grün 6,6mm; je 60x rot 6,0mm, blau 8,7mm)	420	€ 538,00
FXB02	3D Fusion™ Bänder Set (je 50x grau 4,4mm, lila 5,6mm, grün 6,6mm; je 30x rot 6,0mm, blau 8,7mm)	210	€ 293,00

10 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf

Die 3D Fusion™ Full Curve antihafbeschichteten Matrizenbänder sind drei-dimensional vorkonturiert, ultradünn und **bleitot**. Mit ihnen lässt sich eine ideale Anatomie im Interproximalbereich wiederherstellen.




Praxis-Tipp

Verwenden Sie die FitStrip Sägen (siehe Seite 36) um enge Kontakte zu öffnen und die Bänder einfach einsetzen zu können.

Praxis-Tipp

Verwenden Sie den PerForm™ Kontaktpunktformer (siehe Seite 30) für eine perfekte Adaption der antihafbeschichteten Bänder an den Zahn, ohne die Bänder zu verkratzen.



Art.-Nr. CFK01
Preis: € 120,00

Composi-TightGold.

Teilmatrixensystem AUK2 - Gold Set**:

Das Composi-Tight-System der zweiten Generation ist bei vielen Zahnärzten beliebt.



AUK2

Set	Beschreibung	Preis
AUK2	Gold System Set mit Ringseparierzange 250x Composi-Tight Gold® Matrizenbänder (je 100x Prämolare 4,6mm, Molar 6,4mm; je 25x Prämolare/klein-zervikal 5,4mm, Molaren/groß-zervikal 8,6mm), 6x G-Ringe (3 standard, 3 lang), 1x Ringseparierzange AUMRDF-100 (S. 43)	€ 522,00

	Kinderzähne	Prämolare	Prämolaren, klein-zervikal	Molar	Molar groß-zervikal
Composi-Tight Gold® Matrizenbänder					
0,035 mm dünn					
Art.-Nr.	AU050	AU100	AU150	AU200	AU300
Höhe	3,2 mm Subg. 4,2 mm	4,6 mm	3,8 mm Subg. 5,4 mm	6,4 mm	6,4 mm Subg. 8,6 mm
Stk./Pck.	50	100	50	100	50
Preis	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00

Composi-Tight®

Teilmatrixensystem K102 - Original Set**:

Unser Original-System, das den Standard für enge, anatomische Kontakte setzte.




K102

Set	Beschreibung	Preis
K102	Original Set mit Ringseparierzange 225x Composi-Tight® Matrizenbänder (je 100x Prämolare 4,6mm, Molaren 6,4mm; 25x Molaren/groß-zervikal 8,6mm) 7x G-Ringe (4 standard, 3 lang) 1x Ringseparierzange MRDF-100	€ 472,00

	Kinderzähne	Prämolare	Prämolaren, klein-zervikal	Molar	Molar groß-zervikal
Composi-Tight® Matrizenbänder					
0,035 mm dünn					
Art.-Nr.	B050	B100	B150	B200	B300
Höhe	3,2 mm Subg. 4,2 mm	4,6 mm	3,8 mm Subg. 5,4 mm	6,4 mm	6,4 mm Subg. 8,6 mm
Stk./Pck.	50	100	50	100	50
Preis	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00

Composi-Tight® 3D XR

Teilmatrixsystem



Set	Beschreibung	Preis
3D-KMW-00	Starter Set mit 3D Bändern und Wedge Wands 1x 3D XR Ring (blau) 2x 3D500 Soft-Face™ 3D Ringe (orange) 100x 3D Matrizenbänder (unbeschichtet), sortiert in 5 Größen (je 30x Prärmolar 4,6mm, Prärmolar/kleine Molaren 5,5mm, Molaren 6,4mm; je 5x klein-zervikal 5,4mm, Molaren/groß-zervikal 8,6mm) 100x Wedge Wands® Interdentalkeile aus Kunststoff mit praktischem Griff, sortiert in 4 Größen (je 25x ultrafein/ gelb, klein/blau, mittel/orange, groß/grün), 1x Ringseparierzange AUMRDF-100 (S. 43)	€ 528,00

Ring	Beschreibung	Stk.	Preis
3DXR	3DXR Soft-Face™ Extra Retention Ringe (blau)	2	€ 242,00
3D500	3D 500 Soft-Face™ Ringe (orange)	2	€ 233,00



	Kinderzähne	Prärmolare	klein-zervikal	Prärmolar und klein Molare	Molar	Molar groß-zervikal
Composi-Tight® 3D Matrizenbänder						
0,035 mm dünn						
Art.-Nr.	M050	M100	M150	M175	M200	M300
Höhe	3,2 mm Subg. 4,2 mm	4,6 mm	3,8 mm Subg. 5,4 mm	5,5 mm	6,4 mm	6,4 mm Subg. 8,6 mm
Stk./Pck.	50	100	50	100	100	50
Preis	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00

****Buy & Try** - Kaufen Sie unsere Sets, um sie auf Herz & Nieren in der Praxis am Patienten zu testen. Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.

Garrison Dental Solutions | Tel. +49 (0) 2451 971-409

NEU! Online Bestellkatalog, einfach - sicher - schnell <http://katalog.garrissdental.net>

Ringe mit weichem Silikon und gezogenem Nickel-Titan-Draht

STRATA-G™

	Kurze schief- stehende Zähne	Große Molaren	Weite Kavitäten, fehlende Höcker	
Strata-G™ Ringe				
Ringe für Klasse II Kavitäten				
Art.-Nr.	SG400	SG500	SG600	SGR01
Höhe	4,7 mm	6,4 mm	Extra breit	Ring Set (je 1x blau, orange & grün)
Stk./Pck.	2	2	2	3
Preis	€ 263,00	€ 263,00	€ 263,00	€ 380,00

Ringe mit weichem Silikon und gezogenem Nickel-Titan-Draht

Quad Matrix System™

NEU!

	Kurze schief- stehende Zähne	Große Molaren	Weite Kavitäten, fehlende Höcker	
Quad Ringe				
Ringe für Klasse II Kavitäten			—	
Art.-Nr.	Q400	Q500	Nicht verfügbar	QR01
Höhe	2 (1je Ausrichtung)	2 (1je Ausrichtung)		Ring Set (2x blau, 2x orange)
Stk./Pck.	2	2		4
Preis	€ 279,00	€ 279,00		€ 499,00

Ringe mit weichem Silikon und Edelstahlring

3D Fusion™

	Kurze schief- stehende Zähne	Große Molaren	Weite Kavitäten, fehlende Höcker	
3D Fusion™ Ringe				
Ringe für Klasse II Kavitäten				
Art.-Nr.	FX400	FX500	FX600	FXR01
Höhe	4,7 mm	6,4 mm	Extra breit	Ring Set (je 1x blau, orange & grün)
Stk./Pck.	2	2	2	3
Preis	€ 245,00	€ 245,00	€ 245,00	€ 358,00

Ringe mit weichem Silikon

Composi-Tight® 3D XR

	Kurze schiefstehende Zähne	Große Molaren	Weite Kavitäten, fehlende Höcker	
3D XR™ und 3D500 Ringe				
Ringe für Klasse II Kavitäten				
Art.-Nr.	3DXR	3D500		
Höhe	4,7 mm	6,4 mm		
Stk./Pck.	2	2		
Preis	€ 242,00	€ 233,00	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

Oldies but Goldies - Ringe aus Edelstahl

Composi-Tight®

	Kurze schiefstehende Zähne	Große Molaren	
Composi-Tight® Original Ringe			
Ringe für Klasse II Kavitäten			• Unser erstes Teilmatrizensystem, das den Standard für enge, anatomische Kontakte setzte. • Sehr beliebt in der Kinderzahnheilkunde.
Art.-Nr.	G100	G200	
Höhe	Standard	Lange Ringenden	
Stk./Pck.	3	3	
Preis	€ 100,00	€ 100,00	

Composi-TightGold®

	Kurze schiefstehende Zähne	Große Molaren	
Composi-Tight Gold® Ringe			
Ringe für Klasse II Kavitäten			• Unser Composi-Tight-System der zweiten Generation. • Verglichen mit dem Composi-Tight-Original-System hat das Composi-Tight-Gold-System mehr Separierkraft.
Art.-Nr.	AU400	AU500	
Höhe	Standard	Lange Ringenden	
Stk./Pck.	3	3	
Preis	€ 113,00	€ 113,00	

Matrizenbänder

	Kinderzähne	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und klein Molare	Molar	Molar groß-zervikal
Strata-G™ mit Antihafbeschichtung & integrierter Randleistengestaltung						
0,038 mm dünn						
Art.-Nr.	SG050	SG100	–	SG175	SG200	SG300
Höhe	3,5 mm	4,5 mm		5,5 mm	6,5 mm	7,5 mm
Stk./Pck.	100	100		100	100	100
Preis	€ 122,00	€ 122,00		€ 122,00	€ 122,00	€ 122,00

3D Fusion™ Firm festere, stabilere Bänder, kein Verknicken						
0,038 mm dünn						
Art.-Nr.	–	FXH100	FXH150	FXH175	FXH200	FXH300
Höhe		4,3 mm	4,3 mm Subg. 5,9 mm	5,3 mm	6,1 mm	6,1 mm Subg. 7,7 mm
Stk./Pck.		100	100	100	100	100
Preis		€ 112,00	€ 112,00	€ 112,00	€ 112,00	€ 112,00

3D Fusion™ mit Antihafbeschichtung und Platzierlasche						
0,038 mm dünn						
Art.-Nr.	–	FX100	FX150	FX175	FX200	FX300
Höhe		4,4 mm	4,1 mm Subg. 6,0 mm	5,6 mm	6,6 mm	6,0 mm Subg. 8,7 mm
Stk./Pck.		100	60	100	100	60
Preis		€ 119,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 119,00

Slick Bands™ XR mit Antihafbeschichtung						
0,038 mm dünn						
Art.-Nr.	–	SXR100	SXR150	SXR175	SXR200	SXR300
Höhe		4,6 mm	3,8 mm Subg. 5,4 mm	5,5 mm	6,4 mm	6,4 mm Subg. 8,6 mm
Stk./Pck.		100	60	100	100	60
Preis		€ 108,00	€ 108,00	€ 108,00	€ 108,00	€ 108,00

Matrizenbänder

	Kinderzähne	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und klein Molare	Molar	Molar groß-zervikal
Slick Bands™ mit Antihafbeschichtung						
0,035 mm dünn						
Art.-Nr.	–	SM100	SM150	SM175	SM200	SM300
Höhe		4,6 mm	3,8 mm Subg. 5,4 mm	5,5 mm	6,4 mm	6,4 mm Subg. 8,6 mm
Stk./Pck.		100	60	100	100	60
Preis		€ 108,00	€ 108,00	€ 108,00	€ 108,00	€ 108,00


Composi-Tight® bleitot, selbe Form wie AU-Bänder, zusätzliche Größe M175						
0,035 mm dünn						
Art.-Nr.	M050	M100	M150	M175	M200	M300
Höhe	3,2 mm Subg. 4,2 mm	4,6 mm	3,8 mm Subg. 5,4 mm	5,5 mm	6,4 mm	6,4 mm Subg. 8,6 mm
Stk./Pck.	50	100	50	100	100	50
Preis	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00

Composi-Tight Gold® bleitot, selbe Form wie M-Bänder						
0,035 mm dünn				–		
Art.-Nr.	AU050	AU100	AU150	–	AU200	AU300
Höhe	3,2 mm Subg. 4,2 mm	4,6 mm	3,8 mm Subg. 5,4 mm		6,4 mm	6,4 mm Subg. 8,6 mm
Stk./Pck.	50	100	50		100	50
Preis	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00		€ 87,00	€ 87,00

Composi-Tight® Original bleitot, etwas schmaler in der breite als AU- & M-Bänder						
0,035 mm dünn				–		
Art.-Nr.	B050	B100	B150	–	B200	B300
Höhe	3,2 mm Subg. 4,2 mm	4,6 mm	3,8 mm Subg. 5,4 mm		6,4 mm	6,4 mm Subg. 8,6 mm
Stk./Pck.	50	100	50		100	50
Preis	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00		€ 80,00	€ 80,00

Seitenzahnkeile

Strata-G™ Keile mit Silikonlamellen & Hohlraum-Design

Keile für Klasse II Kavitäten						
Art.-Nr.	SGYL	SGBL	SGOR	SGGR	SGK4	SGK4-M
Beschreibung	Klein, gelb	Mittel, blau	Groß, orange	Extra groß, grün	Keile Set 400 Stk., 100 je Farbe in 4 Größen	Keile Set 200 Stk., 50 je Farbe in 4 Größen
Stk./Pck.	100	100	100	100	400	200
Preis	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 229,00	€ 118,00

Quad Keile mit ein revolutionäres Split-Tip-Design

Keile für Klasse II Kavitäten					
Art.-Nr.	QBL	QOR	QGR	QPL	QK4-M
Beschreibung	Klein, blau	Mittel, orange	Groß, grün	Anatomisch, lila	Keile Set 200 Stk., 50 je Farbe in 4 Größen
Stk./Pck.	100	100	100	100	200
Preis	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 122,00

3D Fusion™ Keile mit Silikonlamellen

Keile für Klasse II Kavitäten						
Art.-Nr.	FXYL	FXBL	FXOR	FXGR	FXK4	FXK4-M
Beschreibung	Extra klein, gelb	Klein, blau	Mittel, orange	Groß, grün	Keile Set 400 Stk., 100 je Farbe in 4 Größen	Keile Set 200 Stk., 50 je Farbe in 4 Größen
Stk./Pck.	100	100	100	100	400	200
Preis	€ 63,00	€ 63,00	€ 63,00	€ 63,00	€ 228,00	€ 117,00

NEU!

Seitenzahnkeile

WedgeWands® Kunststoffkeile mit Griff

Keile für Klasse II Kavitäten					
Art.-Nr.	SWYL	SWBL	SWOR	SWGR	WK4
Beschreibung	Extra klein, gelb	Klein, blau	Mittel, orange	Groß, grün	Keile Set 400 Stk., 100 je Farbe in 4 Größen
Stk./Pck.	100	100	100	100	400
Preis	€ 44,00	€ 44,00	€ 44,00	€ 44,00	€ 168,00

A+ Wedges™ Kunststoffkeile mit Aluminiumsulfatbeschichtung

Keile für Klasse II Kavitäten					
Art.-Nr.	GWAYL	GWABL	GWAOR	GWAGR	GWAK4
Beschreibung	Extra klein, gelb	Klein, blau	Mittel, orange	Groß, grün	Keile Set 200 Stk., 50 je Farbe in 4 Größen
Stk./Pck.	100	100	100	100	200
Preis	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 102,00

Frontzahnkeile

Fusion™ Frontzahnkeile

Frontzahnkeile für Klasse III & IV Kavitäten						
Art.-Nr.	ANYL	ANBL	ANOR	ANGR	ANK4	ANK4-M
Beschreibung	Extra klein, gelb	Klein, blau	Mittel, orange	Groß, grün	Keile Set 400 Stk., 100 je Farbe in 4 Größen	Keile Set 200 Stk., 50 je Farbe in 4 Größen
Stk./Pck.	100	100	100	100	400	200
Preis	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 197,00	€ 102,00

WedgeWands.

Kunststoffkeile mit Griff



Sicherer Halt durch **rutschfeste Keiltextur**.

Sanfter Einsatz. Die gebogene Unterseite des Keils lässt Raum für die Papilla und verursacht eine geringere Kompressionsbelastung.

Dichtet zuverlässig ab. Alle Winkel und Flächen sind leicht gebogen, um die Approximalanatomie nachzuempfinden.

Sitzt eng und fest. Der Keil passt sich aufgrund des biegsamen Kunststoffmaterials an die natürliche Zahnanatomie an.

Extra Applikator. Zum Einsetzen der Wedge Wands™ wird kein weiteres Instrument benötigt. Nach der Applizierung des Keils lässt sich der Stab durch einfaches Drehen abtrennen; ebenso kann für ein bequemes Nachjustieren und einfaches Entfernen auf die Abtrennung des Stabs verzichtet werden.

Set	Beschreibung	Stk.	Preis
WK4	Wedge Wands™ Set	400	€ 168,00

Nachfüllpackungen

SWYL	Ultrafein, gelb	100	€ 44,00
SWBL	Klein, blau	100	€ 44,00
SWOR	Mittel, orange	100	€ 44,00
SWGR	Groß, grün	100	€ 44,00

A+Wedge®



GWAK4

Der A+Wedge kontrolliert gingivale Blutungen und macht Restaurationen sauberer und schneller. Zusätzlich zur natürlichen Anpassung an die Zahnkonturen und die Nachahmung der approximalen Anatomie sind die A+Wedges mit Aluminiumsulfat beschichtet, dass einen adstringierenden Effekt auf die Gingiva hat. Die Keile sind so gestaltet, dass ein Herausrutschen verhindert wird und lang genug, um den Matrizenring richtig zu platzieren.

Set	Beschreibung	Stk.	Preis
GWAK4	A+ Wedge™ Set	200	€ 102,00

Nachfüllpackungen

GWAYL	Ultrafein, gelb	100	€ 50,00
GWABL	Klein, blau	100	€ 50,00
GWAOR	Mittel, orange	100	€ 50,00
GWAGR	Groß, grün	100	€ 50,00



Die Kombination des bewährten Soft-Face™ Materials trifft auf stabilen Kern - für einen Keil, der hält was er verspricht

3D Fusion™
Ultra Adaptive Wedges



FXK4-M

Alles im Griff

Der Universal-Greifblock gibt Ihnen völlige Kontrolle beim Einsetzen des Keils, egal, ob Sie eine Tupferzange, Klemme oder Pinzette nutzen. Verwenden Sie, was Sie mögen - mit 3D Fusion™ sind Sie immer gerüstet.

Sanftes Einsetzen

Die nach oben gerichtete, skiähnliche Spitze und die weichen Kanten sorgen für ein einfaches Einsetzen ohne die Papilla zu verletzen.



Weiche, retentive Lamellen - clever anpassungsfähig

Die flexiblen Lamellen klappen beim Einführen des Keils mühelos um und stellen sich wieder auf, wenn sie den approximalen Raum verlassen haben. Herausrutschende Keile gehören der Vergangenheit an.

Ein harter Kern

Das feste Innenskelett ermöglicht einfaches Einsetzen und eine gute Separation wie bei einem traditionellen Keil.



Ein wahrer Softie

Durch die Soft-Face-Ummantelung von 3D Fusion™ ist mit diesem Keil möglich was es bisher noch nicht gab: Die tatsächliche Anpassung an interproximale Unregelmäßigkeiten.

Set	Beschreibung	Stk.	Preis
FXK4-M	3D Fusion™ Keile Set	200	€ 117,00
FXK4	3D Fusion™ Keile Set	400	€ 228,00

10 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf

Nachfüllpackungen

FXYL	Ultrafein, gelb	100	€ 63,00
FXBL	Klein, blau	100	€ 63,00
FXOR	Mittel, orange	100	€ 63,00
FXGR	Groß, grün	100	€ 63,00




PerForm™

Kontaktpunktformer

PerForm™ gibt Ihnen die Kontrolle.

- Verbessert die Kontakte mit jedem Matrizensystem
- Kontrollieren Sie die Höhe und Breite der Kontakte
- Steigern Sie die Enge der Kontakte
- Einzigartige Linse bündelt das Licht der Polymerisationslampe
- Bessere Kontrolle über die Entfernung der Lampe zur Restauration - einfach auf der Linse platzieren!




PerForm™

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk.	Preis
CFK01	PerForm™ Starter-Set	1 je Größe	€ 120,00
CF100	1,1 mm kleine Instrumente	2	€ 120,00
CF200	2,0 mm große Instrumente	2	€ 120,00

Praxis-Tipp


Verwenden Sie den PerForm™ Kontaktpunktformer für eine perfekte Adaption von antihafbeschichteten Bändern an den Zahn, ohne die Bänder zu verkratzen.

So funktioniert es:




Schritt 1:

Bringen Sie die erste Kompositschicht ein. Drücken Sie PerForm in die ungehärtete Kompositschicht. (distal, Abb. 1)



Oder drücken und ziehen Sie PerForm in die ungehärtete Kompositschicht. (mesial, Abb. 2)




Schritt 2:

Platzieren Sie die Polymerisationslampe direkt auf der Linse und polymerisieren Sie.

VariStrip™

Vorkonturierte Frontzahnmatrizen

- Konturierte Frontzahnmatrize mit der optimalen Kurvatur und Bandhöhe für alle Restaurationen im Frontzahnbereich.
- Verhindert flache Zahnzwischenräume, schwarze Dreiecke und Stellen, an denen Lebensmittel hängen bleiben.
- Blaue Färbung für Kontrast zwischen Matrize und Zahnstruktur ohne Beeinträchtigung der Komposit-Polymerisation.



Variable Länge / Breite von 5 mm bis 10 mm, richtige Höhe für alle Frontzähne.

VariStrip™

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk.	Preis
VS02	VariStrip™	50	€ 91,00
VS01	VariStrip™	100	€ 119,00



Anwendungs-
tutorial




Dr. Gabriele Conte, Italien



Dr. Martin von Sontagh, Österreich

Fusion™ Anterior

Das Fusion™ Frontzahnmatrizensystem von Garrison gibt Ihnen die Materialien und Techniken an die Hand, mit denen Sie viele Arten von Frontzahn-Läsionen sicher wiederherstellen können.



ANK01 enthält

50x kurze Bänder (AN100)
50x hohe Bänder (AN200)
25x extra kleine Keile (ANYL)
25x kleine Keile (ANBL)
25x mittlere Keile (ANOR)
25x große Keile (ANGR)

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
ANK01	Fusion Anterior Frontzahnmatrizensystem Kit	€ 172,00



Fusion™ Frontzahnmatrizenzbänder

Art.-Nr.	Nachfüllpackungen	Stk.	Preis
AN100	kurz / 8,6 mm	100	€ 116,00
AN200	hoch / 10,4 mm	100	€ 116,00



Fusion™ Frontzahnkeile

Set	Beschreibung	Stk.	Preis
ANK4	Fusion Anterior Interdentalkeile Kit	400	€ 197,00
ANK4-M	Fusion Anterior Interdentalkeile Kit	200	€ 102,00

10 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf



Anwendungs-
tutorial auf
Englisch

Nachfüllpackungen

ANYL	Ultrafein, gelb	100	€ 54,00
ANBL	Klein, blau	100	€ 54,00
ANOR	Mittel, orange	100	€ 54,00
ANGR	Groß, grün	100	€ 54,00



ASR Management bei Clear Aligner Therapie

Dr. Tommaso Weinstein, DDS, PhD

Das Interproximalraummanagement ist ein sehr wichtiges Thema bei der Therapie mit Clear Alignern. Dieser Fall zeigte einen Engstand im oberen und unteren Zahnbogen. Er wurde mit einer Clear Aligner Therapie durch eine digitale Planung behandelt. Die approximale Schmelzreduktion (ASR) wurde sorgfältig ausgearbeitet. Dank der verschiedenen Dicken von FitStrip™ konnte die ASR zuverlässig und kontrolliert durchgeführt werden. Der Patient berichtete über einen ausgezeichneten Komfort während des Eingriffs, besser als bei herkömmlichen Streifen.



Abb. 1, 2 und 3. Ausgangssituation, oberer und unterer Zahnbogen.



Abb. 4-7. Digitale Planung, vorher (4 und 5) und nachher (6 und 7). Die Zahlen beziehen sich auf den erforderlichen ASR.



Abb. 8. Verwendung von FitStrip™ für ASR.



Abb. 9. Eingesetzte Clear Aligner.



Abb. 10 und 11. Endgültiges Ergebnis im oberen und unteren Zahnbogen.

FitStrips sind eine komplette Serie von approximalen Finier- und Konturierstreifen des Unternehmens, das enge interproximale Kontakte erfunden hat, **Garrison Dental Solutions**.

Mach die Drehung! Drehen Sie das farbcodierte Rad, um die Krümmung von FitStrip™ einzustellen, und er wird automatisch an Ort und Stelle arretiert - gebogen für die Endbearbeitung oder gerade für ASR (approximale Schmelzreduktion). Einfacher geht es nicht!



Ein praktischer Griff! Der einzigartige, abnehmbare Griff von FitStrip wurde verbessert! Er ist noch einfacher anzubringen (oder zu entfernen) und macht den Unterschied zwischen der Benutzerfreundlichkeit des Kliniklers und dem Patientenkomfort aus. Ihre Hand bleibt außerhalb des Mundes, bietet ein klares Sichtfeld und eine einfachere Bedienung.

Bereit für einen Marathon

FitStrips sind sehr belastbar und langlebig. Sie bleiben auch nach mehreren Autoklavierzyklen scharf und einsatzbereit.

FitStrip™ vereinfacht Ihre Abläufe

- Kieferorthopädie: Das erste wirklich komplette Zahnreduktionsset für ASR - approximale Schmelzreduktion, komplett aerosolfrei
- Komposit-Restaurationen: Konturierung/Finish aller Interproximalflächen
- Krone und Brücke: Zement entfernen und reinigen



Anwendungs-
tutorial

Ihre komplette ASR-Lösung!

0,40 mm und 0,50 mm Streifen für maximale Reduktionsfälle

ASR-Messlehre in 6 Stärken (0,1 - 0,6 mm) für eine genaue Reduzierung

Aufsteckbarer Griff für mehr Bedien- und Patientenkomfort



FPSK01

Praxis-Tipp für Kompositrestaurationen

Verwenden Sie die graue Säge zum Öffnen besonders enger Kontakte. Alle Garrison-Bänder lassen sich dann problemlos einsetzen.

Sets Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.

Starter Set zum Finieren, Polieren und ASR (approximale Schmelzreduktion) bis 0,30 mm

FPSK01 € 193,00

2 gezackte FitStrips, 2 Griffe

4 einseitig beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)

4 doppelt beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,11 mm, fein/rot 0,15 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm)



FPSK04

Sets Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.

Universal Set für ASR (approximale Schmelzreduktion)-Messung und Finieren/Polieren

FPSK04 € 202,00

1 ASR-Messlehre, 2 Griffe

4 einseitig beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)

6 doppelt beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,11 mm, fein/rot 0,15 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm, medium/weiß 0,40 mm, medium/schwarz 0,50 mm)

ASR Set für approximale Schmelzreduktion bis 0,50 mm

FPSK05 € 202,00

1 ASR-Messlehre, 2 Griffe

10 doppelt beschichtet (je 2x fein/gelb 0,11 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm, medium/weiß 0,40 mm, medium/schwarz 0,50 mm)

Nachfüllpackungen

		10 Streifen einseitig beschichtet	10 Streifen doppelt beschichtet	Sets 10 Streifen mit 2 Griffen	4 Streifen einseitig beschichtet	4 Streifen doppelt beschichtet
Super fein 15 Micron		FPSXFSS 0,08 mm dünn	FPSXFDS 0,11 mm dünn	€ 193,00	FPSXFSS-4 € 88,00	FPSXFDS-4 € 88,00
Fein 30 Micron		FPSFSS 0,10 mm dünn	FPSFDS 0,15 mm dünn	€ 193,00	FPSFSS-4 € 88,00	FPSFDS-4 € 88,00
Medium 46 Micron		FPSMSS 0,13 mm dünn	FPSMDS 0,21 mm dünn	€ 193,00	FPSMSS-4 € 88,00	FPSMDS-4 € 88,00
Grob 90 Micron		FPSCSS 0,18 mm dünn	FPSCDS 0,30 mm dünn	€ 193,00	FPSCSS-4 € 88,00	FPSCDS-4 € 88,00
Medium 46 Micron		–	FPSTMDS 0,40 mm dünn	€ 193,00	–	FPSTMDS-4 € 88,00
Medium 46 Micron		–	FPSXTMDS 0,50 mm dünn	€ 193,00	–	FPSXTMDS-4 € 88,00
Säge, gezackt unbeschichtet		FPSSAW 10x Säge 0,05 mm dünn		€ 193,00	FPSSAW-4 4x Säge € 88,00	
Subgingival Super fein 15 Micron		FPSGXFSS 0,08 mm dünn	–	€ 193,00	FPSGXFSS-4 € 88,00	–
Subgingival Fein 30 Micron		FPSGFSS 0,10 mm dünn	–	€ 193,00	FPSGFSS-4 € 88,00	–
Subgingival Medium 46 Micron		FPSGMSS 0,13 mm dünn	–	€ 193,00	FPSGMSS-4 € 88,00	–

FitStrip Ersatz-Griffe 2 Stück FPSHANDLE-2: € 36,00

ASR-Messlehre in 6 Stärken (0,1 - 0,6 mm) FPSGAUGE: € 59,00



Subgingivales Finier- und Konturierungsset

Mit einer Höhe von 2,5 mm sind die neuen subgingivalen FitStrips 33% schmaler als in der Standardversion. Durch ihre nicht abrasiven Sicherheitszonen in der Mitte lassen sich die Streifen einfach zwischen den Zähnen applizieren und sorgen für ein optimales und sicheres Arbeiten.

Art.-Nr. FitStrip™ Set	ASR bis 0,3 mm	ASR bis 0,5 mm	ASR-Messlehre enthalten	Säge enthalten	Komposit konturieren	Subgingivale Anwendung	2 Griffe enthalten
FPSK01	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓
FPSK04	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
FPSK05	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
FPSK07	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓
FPSK08	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓



FPSK08

Sets Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.

Subgingivales Finieren/Polieren Set
(alle subgingivalen Streifen sind einseitig beschichtet)

1 gezackter FitStrip, 2 Griffe
3 subgingivale FitStrips super fein/gelb 0,08 mm
3 subgingivale FitStrips fein/rot 0,10 mm
3 subgingivale FitStrips medium/blau 0,13 mm

FPSK07 € 193,00

Subgingivales und reguläres Finieren/Polieren Set
(alle Streifen sind einseitig beschichtet)

1 gezackter FitStrip, 2 Griffe
2 subgingivale FitStrips super fein/gelb 0,08 mm
2 subgingivale FitStrips fein/rot 0,10 mm
1 subgingivale FitStrip medium/blau 0,13 mm
4 reguläre FitStrips einseitig beschichtet
(je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm,
medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)

FPSK08 € 193,00

Antihaft-Technologie von Garrison: Moderne Bonding-Stoffe können an unbeschichteten Matrizenbändern haften, jedoch nicht an den Slick Bands™.




Praxis-Tipp


- 1) Verwenden Sie das Margin Elevation Band im ersten Schritt, um die Kavität über den Zahnfleischrand zu bringen.
- 2) Im zweiten Schritt entfernen Sie das Margin Elevation Band und setzen das Strata-G™ Matrizenband ein.
- 3) Verwenden Sie im Anschluss den grünen Strata-G™ Ring (SG600), um auch bei breiten Kavitäten einen guten Kontakt zu erstellen.

Margin Elevation Band:

Mit den Margin Elevation Matrizenbändern können Sie tiefe Kavitäten unterhalb des Zahnfleischrands abschließen und trocken halten, sodass ein Hochziehen des Zahnrands (Margin Elevation) über die Gingiva mit Komposit möglich ist. Es ist in der Höhe getrimmt, um eine verbesserte Anpassung in tiefen Randleistenbereichen zu gewährleisten.




Normales Tofflemire Band



Margin Elevation Band

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk.	Preis
SMT500H10-M	Margin Elevation Band	50	€ 60,00



Eigenes Right Curve™ Design:

Die stärkere Krümmung des einzigartigen Right-Curve™ Matrizenbands schafft eine außergewöhnliche gingivale Abdichtung und reicht leichter bis zum Nachbarzahn, sodass breitere und tiefere Kontakte möglich sind. So entsteht ein deutlich stärkerer trichterförmiger Kegel bei der Umschließung eines Zahns. Die richtige Wahl für viele Restaurationen.

Reicht leichter bis zum Nachbarzahn, sodass Sie breitere, tiefere Kontakte herstellen können.



Eine engere gingivale Versiegelung ist bei allen Restaurationen von Vorteil.

Slick Bands™

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk.	Preis
SMT400D10-M	Right-Curve™ Bänder bleitot/grün	50	€ 43,00
SMT400H10-M	Right-Curve™ Bänder regulär/grau	50	€ 43,00



SlickBands™



Dr. Robert Rosenfeld (Westwood, New Jersey) verwendet das Margin Elevation Band von Garrison Dental Solutions.

Fallbericht



Abb. 1: Entfernung des Amalgams, Zerfall sowohl mesial als auch distal weit subgingival ausgebreitet.



Abb. 2: Auftragen von Primer und Adhäsiv. Kleine Inkrementale Füllungsmaterial.



Abb. 3: Einsatz des Margin Elevation Bandes sowie des Keils.



Abb. 4: Entfernung des Margin-Elevation-Bandes, Anbringen des Teilmatrizenbandes, des Keils und des Separierringes auf der Mesialseite.



Abb. 5: Fertige Restauration.



Fusion™ Anterior

für Klasse III & IV Kavitäten

Fallbericht

Dr. Clarence Tam (Auckland, Neuseeland) verwendet das Fusion™ Frontzahnmatrizen-system von Garrison® Dental Solutions.



Abb. 1: Ausgangssituation.



Abb. 2: Anlegen des Fusion™ Frontzahnmatrizenbandes und des gebogenen Fusion™ Frontzahnkeils. Minimale Überstände des Restaurationsmaterials.



Abb. 3 & 4: Aufbau der beiden Restaurationen.




Abb. 5: Fertige Restaurationen.

Composi-Tight® Matrix Forceps



Der Griff hat es in sich! Die Matrizenbänder lassen sich ohne Mühe ganz einfach entfernen.



Präzise Platzierung: Die Spitzen haben einen Winkel von 75 Grad mit okklusal-gingivaler Orientierung, wodurch ein besserer Platzierungswinkel als bei einer Tupferzange möglich ist. Die kleinen Wolframcarbid-Spitzen ermöglichen Ihnen, die Matrizenbänder an ihrem oberen Rand zu greifen, sodass eine Verformung im approximalen Bereich des Bands verhindert wird.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
BFA-1	Matrizenbandhalter	€ 175,00



BFA-1

Komposit-Instrumente

mit Titan-Nitrid Antihaftbeschichtung

- Großer Durchmesser und leichter Griff für verbesserte Ergonomie.
- Mit Antihaft-Oberfläche für das Einbringen und die Formung von Kompositen.
- Die Titan-Nitrid-Beschichtung ist 40 % härter als Edelstahl.
- Perfekt für den Einsatz mit Lupenbrille oder Mikroskop
- Ergonomisch durch ultraleichten Griff



TN008

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
TN008	5-in-1 Multifunktions-Instrument 2 Stopfer, Kugel, Spatel, Ahornkeil	€ 128,00



TN009

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
TN009	5-in-1 Multifunktions-Instrument 2 Spatel, 2 Stopfer, Ahornkeil	€ 128,00

Garrison® Premium Ringseparierzange

Die erste robuste Edelstahl-Ringseparierzange für die Zahnmedizin.

Ungeachtet Ihrer Handgröße oder -kraft sorgt die Ringseparierzange für eine unübertroffene Kontrolle im Hinblick auf die präzise Platzierung der superstarken Garrison Separierringe selbst auf die breitesten Molaren.



Die Ringseparierzange funktioniert mit nahezu jedem Ring, unabhängig vom Hersteller.

Ringseparierzange


FXP01 € 119,00



Praxis-Tipp

Die meisten herkömmlichen Kofferdamzangen sind nicht in der Lage, die starken Garrison Ringe weit genug zu öffnen, um sie sicher auf einem Molaren zu platzieren. Es ist daher zur optimalen Sicherheit ohne Gefahr abzurutschen dringstens empfohlen eine Garrison Zange zu nutzen.

Ringseparierzange



AUMRDF-100

Original Ringseparierzange

AUMRDF-100 € 93,00



UNVF-100

Universal Zange

ideal für Kofferdam-Klammern

UNVF-100 € 107,00



„Aus Behandlungssicht stellt das 3D Fusion™ -System eine erhebliche Arbeitserleichterung dar. Das leichte Anbringen sowie die fixe Haftung an den Zähnen ermöglichen ein angenehmes Arbeiten selbst unter schwierigen Bedingungen. Die geringe Überschussentfernung am Ende der Sitzung ist ein weiterer Pluspunkt der 3D Fusion™ Ringe. Resultate sind anatomisch geformte, straffe Kontaktpunkte.“

Dr. Martin von Sontagh, Hard, Österreich



Abb. 1: Präoperative Situation.



Abb. 2: Entfernung kariöser Läsionen im Behandlungsbereich.



Abb. 3: Anlegen der Matrizen an den mesialen Kavitäten von 5 und 6 im ersten Schritt.



Abb. 4: Ausarbeitung der weit aufgezogenen mesialen Kavität mit dem grünen Fusion Ring für weit aufgezogene Kavitäten.



Abb. 5: Einfaches und effizientes Übereinandersetzen der Ringe.



Abb. 6: Anlegen der Matrizen an den distalen/mesialen Kavitäten von 4 und 5.



Abb. 7: Ausarbeitung der Restauration, um belastbare und anatomische Kontaktpunkte zu erhalten.



Abb. 8: Restaurationen vor dem Ausarbeiten, nach dem Entfernen von Ringen und Matrizen.



Abb. 9: Endgültiges Ergebnis der Kompositrestaurationen. Man beachte besonders die Qualität der Kontaktpunkte.

TESTIMONIAL

„Bei den Systemen von Garrison spielen die 3D-Ringe die zentrale Rolle. Das „V“-Design des Rings passt in den Interproximalbereich und sorgt für eine gute Adaption zwischen den Kavitätenrändern und der Matrizie in der bukkalen und palatinalen Knochenwand.

Damit lässt sich die Kompositfüllung ganz einfach direkt an den Kavitätenrändern einbringen. Auch die abschließende Remodellierung, die in der Regel mit dem Entfernen der Matrizie nötig wird, wird minimal gehalten. Die Ringe erlauben außerdem eine Separierung der Zähne im Interproximalbereich, wodurch sich ein perfekter Kontaktpunkt herstellen lässt. Die Systeme von Garrison erleichtern Klasse-II-Restaurationen, sorgen für eine bessere Vorhersagbarkeit der Ergebnisse und verringern die Finierzeit nach dem Entfernen der Matrizie.“

The Award Winning Sectional Matrix System



Enrico Cogo, DDS
Legnago, Ferrara und Goito, Italien

3D Fusion™ Fallberichte

Dank der hervorragenden Adaption an die Zähne sind Korrekturen mit Polieren in den proximalen Bereichen nicht mehr notwendig.



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Amar, DDS, Frankreich

Mit dem richtigen Ring (FX600 grün) sind breite Präparationen einfach in einem Schritt möglich.



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Nikhil Sethi, BDS (Lon) Msc (Lon), Birmingham, UK

Für Restaurationen benachbarter Zähne („back-to-back“) braucht es eine andere Technik - wir zeigen Ihnen, wie es geht.*



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Jeffrey Kelley, DDS, Zeeland, MI

Quadranten können eine Herausforderung darstellen. Mit den Tipps unserer Profis können wir Ihre Bedenken sicher ausräumen.



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Mike Malone, DDS, Lafayette, LA

* Alle Statements, Fallstudien und Reviews finden Sie unter www.garrisonsdental.com/learning-center
Möchten Sie uns von einem Praxisfall berichten? Schicken Sie uns eine E-Mail an info@garrisonsdental.net

Garrison Dental Solutions | Tel. +49 (0) 2451 971-409

NEU! Online Bestellkatalog, einfach - sicher - schnell <http://katalog.garrisonsdental.net>

Begeisterte Anwender von Garrison® Produkten



Dr. Christian Richter, Brackenheim, Deutschland über Strata-G™

„Von dem neuen Strata-G™ Teilmatrizensystem von Garrison Dental Solutions bin ich grenzenlos begeistert. Als langjähriger Anwender bisher erhältlicher Matrizensysteme (z.B. Tofflemire, Palodent) stellt Strata-G™ einen phänomenalen Fortschritt dar, der das Arbeiten nicht nur angenehmer macht, sondern auch die Ergebnisqualität nochmals deutlich verbessert. Neben einem erheblich

stabileren Sitz der Matrizenringe auf dem Zahn und einem deutlich geringeren Traumatisierungspotenzial für die Gingiva ist die Adaptierbarkeit und Handhabbarkeit der Matrizen viel besser. Darüber hinaus glänzt dieses System nicht nur unter idealen Bedingungen, sondern funktioniert auch bei der Restauration schwieriger approximaler Defekte tadellos.“



Dr. Walter Denner, Fulda, Deutschland über Composi Tight® 3D

„Das Composi-Tight® 3D Teilmatrizensystem ermöglicht auf einfache und reproduzierbare Weise das Herstellen von strammen, anatomisch ausgeformten Approximalkontakten. Die auf der Innenseite eingefärbten Teilmatrizen geben zudem einen sehr guten Kontrast und erleichtern das Schichten des Kompositmaterials. Der starke 3D-Ring sorgt für eine gute Adaption

der Matrize an den Restzahn und hat Platz für einen Interdentalkeil, so dass sich Überschüsse leicht reduzieren lassen. Für enge Bereiche kann der kleinere Ring eingesetzt werden, so dass mit dem System nahezu 100% aller Klasse II Füllungsindikationen im Seitenzahnbereich abgedeckt werden können.“



Louis Mackenzie, († 2023), Birmingham, UK über Kompositinstrument TN009

„Das revolutionäre Design des TN009 Multifunktions-Komposit-Instruments von Garrison macht es ideal für das präzise Einbringen und Formen direkter Komposit-Restaurationen. Mit fünf Antihaft-Spitzen sind

schnelle, effiziente und vorhersagbare Formungen der okklusalen Anatomie möglich. Wenn Sie ein spezielles Komposit-Instrument kaufen möchten, ist das TN009 garantiert die richtige Wahl.“



Dr. Martin von Sontagh, Hard, Österreich über 3D Fusion™

„Aus Behandlungssicht stellt das 3D Fusion™ -System eine erhebliche Arbeitserleichterung dar. Das leichte Anbringen sowie die fixe Haftung an den Zähnen ermöglichen ein angenehmes Arbeiten selbst unter schwierigen Bedingungen. Die geringe Überschussentfernung am Ende der Sitzung ist ein weiterer Pluspunkt der 3D Fusion™ Ringe.“

Resultate sind anatomisch geformte, straffe Kontaktpunkte.“



Fallbericht



Dr. Rodolphe Zunzarren, Biarritz, Frankreich über VariStrip™

„Die VariStrips™ von Garrison verbinden mehrere wichtige Eigenschaften, sodass sie perfekt für Restaurationen im Frontzahnbereich sind:

- Die blaue Farbe sorgt für perfekte Sichtbarkeit ohne Interferenzen bei der Photopolymerisation.
- Dank der verschiedenen Größen in einem Band können die VariStrips leicht an verschiedene Höhen von

Kavitäten angepasst werden

- Die gebogene Form ermöglicht eine anatomische Restauration der proximalen Zahnform und der Kontaktpunkte.

Da sie fest und dünn sind, sind die VariStrips leicht einzusetzen und dank der minimalen Dicke der Bänder ermöglichen sie eine perfekte Rekonstruktion des Kontaktpunktes.“



Dr. Matthew Holyoak, Lytham St. Annes, UK über Composi Tight® 3DXR

„Der 3D XR Ring von Garrison Dental Solutions ist eine bedeutende Verbesserung gegenüber allen früheren Ringen. Er ist wirklich universal und ich hatte noch keine Klasse-II-Restauration, zu der er nicht gepasst hätte. Der 3D XR hat noch

nie versagt! Bei der Verwendung mit Teilmatrizen und WedgeWands® oder A+Wedges™ hilft er jedesmal bei der Schaffung eines engen anatomischen Kontaktbereichs und sehr gut vorhersagbarer posteriorer Komposit-Restaurationen.“

Leitfaden zur Matrizenauswahl

Als Matrizenhersteller ist eine der häufigsten Fragen, die wir bekommen: „Welche Matrizen verwende ich wo?“ Während die persönliche Präferenz einen Großteil des Entscheidungsprozesses bestimmen wird, finden Sie im Folgenden ein Schaubild, das einen guten Ausgangspunkt bieten kann.

Behandlung	Empfohlene Produkte	Seite	Notizen
Distal vom Eckzahn, kurz oder fehlpositioniert 	Strata-G™ Teilmatrizen-system	8-13	NEU! Die bislang langlebigsten und zuverlässigsten Separierringe - der kurze blaue Strata-G™ Ring greift gut an dieser Position.
	3D Fusion™ Teilmatrizen-system	14-19	SEHR BELIEBT! Alle Separationsringe sind so konzipiert, dass sie auch bei schwierigen Fällen sicher halten.
	Slick Bands™ Tofflemire-Style Matrizen	39	Traditioneller Tofflemire-Stil mit Antihafbeschichtung.
Konservative Klasse II 	Strata-G™ Teilmatrizen-system	8-13	NEU! Kombinieren Sie die Strata-G™ Ringe, Bänder und Keile für eine 270° Abdichtung und eine ultimative Überschussreduzierung.
	3D Fusion™ Teilmatrizen-system	14-19	SEHR BELIEBT! Hervorragende Kontaktpunkte mit minimalen Überständen.
	Slick Bands™ Tofflemire-Style Matrizen	39	Traditioneller Tofflemire-Stil mit Antihafbeschichtung.
Etwas breit und/oder tief 	Strata-G™ Teilmatrizen-system	8-13	NEU! Kombinieren Sie die Strata-G™ Ringe, Bänder und Keile für eine 270° Abdichtung und eine ultimative Überschussreduzierung.
	3D Fusion™ Teilmatrizen-system	14-19	SEHR BELIEBT! Hervorragende Kontaktpunkte mit minimalen Überständen.
	Slick Bands™ Tofflemire-Style Matrizen	39	Traditioneller Tofflemire-Stil mit Antihafbeschichtung.

Behandlung	Empfohlene Produkte	Seite	Notizen
Große Klasse II mit fehlenden Höckern 	Strata-G™ Teilmatrizen-system	8	NEU! Die bislang langlebigsten und zuverlässigsten Separierringe - der breite grüne Strata-G™ Ring greift gut an dieser Position (weite Kavitäten).
	3D Fusion™ Teilmatrizen-system	14	Der erste breite Ring der Zahnheilkunde vereinfacht diese anspruchsvolleren Restaurationen erheblich.
	Slick Bands™ Tofflemire-Style Matrizen	39	Traditioneller Tofflemire-Stil mit Antihafbeschichtung.
Kleine bis mittlere Klasse III 	Fusion™ Frontzahn-matrizensystem	32	Beste Ergebnisse mit dem Fusion™ Frontzahn-matrizensystem
	VariStrip™ Frontzahnmatrizen	31	Dreidimensional vorgeformt, um die ideale Bandhöhe und -kontur zu erhalten.
Große Klasse III oder Klasse IV 	Fusion™ Frontzahn-matrizensystem	32	Beste Ergebnisse mit dem Fusion™ Frontzahn-matrizensystem
	VariStrip™ Frontzahnmatrizen	31	Dreidimensional vorgeformt, um die ideale Bandhöhe und -kontur zu erhalten.
Kronenaufbau, Stift und Rumpf 	Slick Bands™ Tofflemire-Style Matrizen	39	Margin Elevation Band verfügbar für sehr tiefe Aufbauarbeiten, wenn Sie einen herkömmlichen Matrizenhalter bevorzugen.

Anwendung bei Klasse II Restaurationen mit den Strata-G™ Soft-Face™ Ringen

1. **Kofferdam platzieren.** Einschlüsse von Blut und Speichel werden verhindert.
2. **Präparieren Sie mit der klassischen Klasse II Methode.**
3. **Strata-G™ Matrizenband platzieren.** Wählen Sie das Matrizenband aus, das der Höhe des Zahnes entspricht und formen Sie es mit den Fingern vor, damit es sich bukkolingual um den Zahn legt. Die Grab-Tab Lasche sollte in Richtung des okklusalen Rands ausgerichtet sein. (Bild 1)
4. **Strata-G™ Keil einsetzen.** Für die zervikale Abdichtung benutzen Sie einen Keil von Garrison. Fixieren Sie das Band mit den Fingern, damit es beim Einsetzen des Keils nicht verrutscht. (Bild 2)
5. **Strata-G™ Soft-Face™ Ring platzieren.** Wählen Sie den Ring, der für die Kavitäten- und Zahngröße des zu restaurierenden Zahns geeignet ist. Öffnen Sie den Ring mit der Ringseparierzange* und platzieren Sie ihn über dem Keil. (Bild 3)
6. **Adaptieren Sie das Band.** Drücken Sie das Band in der gewünschten Kontakthöhe gegen den angrenzenden Zahn.
7. **Benutzen Sie Ihr bevorzugtes Adhäsivsystem und Komposit** nach der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers.
8. **Entfernen Sie den Ring, den Keil und das Band.**
9. **Konturieren Sie die Restauration,** überprüfen Sie die Okklusion und führen Sie eine Hochglanzpolitur durch.




Bild 1



Bild 2



Bild 3




Bild 4

Stapeln von Ringen und MOD-Restaurationen

Die Strata-G™ Soft-Face-Ringe mit orangefarbenen und blauen Spitzen sind angewinkelt, um das Stapeln von Ringen für die Durchführung von MODs und Mehrzahnrestaurationen zu ermöglichen. (Bild 4)

Alternativ ermöglicht die Premium Ringseparierzange (FXP01) von Garrison eine umgekehrte oder „Schmetterlings“-Platzierung des distalen Rings.

*(Garrison Artikel-Nr. FXP01, greift die Ringe sicher und bietet reichlich Kraft um sie zu öffnen.

WICHTIG: Die meisten Kofferdam-Zangen bieten nicht die nötige Kraft und Sicherheit um die Strata-G™ Ringe zu öffnen und platzieren.)

Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnhinweise:

- Unsere Teilmatrizensysteme enthalten kleine scharfe Teile. Vor operativen Eingriffen empfehlen wir das Anlegen von Kofferdam oder einer anderen geeigneten Isolation. Wie bei allen intraoralen Instrumenten muss vorsichtig gearbeitet werden, um ein stabiles Handling und eine feste Platzierung sicherzustellen.
- Aspiration: Bei Aspiration einer Matrice, eines Keils oder Halterings sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Verschlucken: Bei unbeabsichtigtem Verschlucken den Patienten bitten, medizinische Hilfe zur Lokalisation des verschluckten Teils in Anspruch zu nehmen. Bei Übelkeit oder Unwohlsein sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Die vollständigen Sicherheitshinweise und Sterilisationsanweisungen finden Sie unter www.garrisonsdental.com

Reinigungs - und Sterilisationshinweise für Garrison Dental Solutions Ringe

Reinigung:

- Entfernen Sie alle sichtbaren Rückstände vor der Sterilisation.
- Benutzen Sie dazu eine Nylonbürste oder eine ähnliche weiche Bürste. Achten Sie darauf, das weiche Soft-Face Silikon während der Reinigung nicht zu beschädigen.
- Sollten weiterhin sichtbare Rückstände bestehen, wiederholen Sie das obige Verfahren.
- Setzen Sie das Produkt NICHT Lösungen aus, die Chemikalien wie Alkohol, Aceton, Keton oder andere scharfe chemische Desinfektionslösungen enthalten.

Sterilisation:

- Sterilisieren Sie das Produkt im Autoklav und lagern Sie es nur in Sterilisationsbeuteln, die CE-geprüft sind.
- Nur Sterilisation im Autoklav. Führen Sie einen Zyklus bei 132 bis 134 °C und 210 kPa für 6 Minuten mit einer Trocknungszeit von 20 bis 30 Minuten durch; beachten Sie dabei die Anleitung des Geräteherstellers. Überschreiten Sie nie Temperaturen von 137 °C.
- Benutzen Sie NICHT chemische Sterilisationsverfahren.

Wichtige Information für unsere Kunden:

In letzter Zeit haben wir vermehrt Rückmeldungen erhalten, dass die Bestellung über unsere Website nicht immer ganz einfach war.

Wir nehmen Ihr Feedback sehr ernst und haben deshalb eine Lösung für Sie gefunden!

Ab sofort können Sie bequem und unkompliziert über unseren **Online-Katalog** bestellen – ohne Anmeldung, ohne komplizierte Schritte – einfach, schnell und sicher.

So funktioniert es:

1. Öffnen Sie den **Online-Katalog** über den Link oder scannen Sie den **QR-Code** (siehe unten).
2. Es öffnet sich eine PDF-Datei, in der Sie durch die verschiedenen Produktseiten blättern können.
3. Wählen Sie Ihre gewünschten Produkte aus indem Sie auf den kleinen Warenkorb klicken – mit nur wenigen Klicks.
4. Am Ende der Bestellung geben Sie einfach Ihre **Kontaktdaten** sowie das **gewünschte Dental Depot** an.
5. Ihre Bestellung wird dann direkt und unkompliziert an uns in Deutschland sofort weitergeleitet.

Wir hoffen, dass Ihnen diese neue Möglichkeit den Bestellprozess erheblich erleichtert und freuen uns auf Ihre Bestellungen!

Für weitere Fragen oder Unterstützung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



<http://katalog.garrisdental.net>



Kontaktformular

Per Fax: +49 (0) 2451 971-410

Telefonisch: +49 (0) 2451 971-409

E-Mail: info@garrisondental.net

Online Katalog <http://katalog.garrisondental.net>

Oder bestellen Sie ganz bequem ohne
Registrierung über unseren Online Katalog
und scannen Sie den QR-Code.



☐ **Bestellung:** (wird von Ihrem Dental Depot geliefert)

Anzahl	Artikelnr.	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €

Praxis _____ Dental Depot _____

Straße, Hausnr. _____ in _____

Ort _____ Datum/Unterschrift _____

PLZ _____ _____

Telefon _____

E-Mail _____

Bitte senden Sie mir den monatlichen Garrison Newsletter

☐ per Post

☐ per Email

DTDE226DB



Dental-Union GmbH
Gutenbergring 7-9
D-63110 Rodgau Nieder-Roden
Tel. +49 (0) 6106 874-0
Fax +49 (0) 6106 874-222
E-Mail: info@dental-union.de
Web: www.dental-union.de

Garrison

THE LEADER IN MATRIX SYSTEMS

Garrison Dental Solutions
Carlstrasse 50
D-52531 Übach-Palenberg
Tel. +49 (0)2451 971-409
Fax +49 (0)2451 971-410
E-Mail: info@garrisondental.net
Web: www.garrisondental.com



<http://katalog.garrisondental.net>

DTDE226DB

© 2025 Garrison Dental Solutions, LLC