

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



GC G-ænial® Universal Injectable

Ein Injizierbares Komposit, das da bleibt, wo es hingehört.

- Für alle Kavitätenklassen (I-V)
- Gleichzeitig standfest – ohne Erhitzen; Modellieren beim Injizieren
- 16 ästhetische Farbtöne, höchste Festigkeit für alle Kavitätenklassen
- Hervorragend polierbar

201703

Promopackung G-ænial Universal Injectable + G-Premio BOND Kit 3 x 1 ml Spritze (A1, A2, A3), 5 ml G-Premio BOND, 30 Dispensing Tips Long Needle, 3 Lichtschutzkappen



Aktionspreis

164,90



GC G-ænial®

- Einfaches Handling durch die glatte, nicht-klebende Viskosität
- Hohe Ästhetik dank optimaler Lichtstreuung und Anpassung
- Vielseitig in der Anwendung: Vom einfachen Einsatz einer einzelnen Farbe bis hin zur Komplexität mehrerer Farbtöne
- Farbsystem für den Zahnschmelz abhängig vom Alter des Patienten

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

94502

Packung 20 x 0,16 ml / 0,28 g
Anterior Unitips A3

94530

Packung 20 x 0,16 ml / 0,33 g
Posterior Unitips P-A3

Aktionspreis

76,90



Aktionspreis

76,90



GC G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv

- Kompatibel in allen Ätztechniken (selbstätzend, selektives Ätzen oder Total-Etch)
- Geeignet für direktes Bonding, aber auch für die Behandlung von Hypersensitivitäten und Reparaturen

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203166

Packung 3 x 5 ml Flasche

Aktionspreis

199,-



GC EQUIA Forte™ HT

Glashybrid-Bulk-Fill-Restaurationssystem für Langzeit-Versorgungen.

- Maximale Feuchtigkeits- und Fehlertoleranz
- Hervorragende Langzeiterfolge – auch bei kaulastragenden Kavitäten
- Schnelle und einfache Bulk-Füllungen

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204118

Nachfüllpackung 50 x 0,14 ml
Kapsel A3

Aktionspreis

122,90



GC Tooth Mousse™

- Remineralisierende, zuckerfreie Zahnschutzcreme mit Recaldent® CPP-ACP
- Stärkt den Zahnschmelz vor und nach dem Bleichen
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft
- Bei empfindlichen Zahnhälsen

75735

Promopackung 5 x 40 g Tooth Mousse
(Melone, Erdbeere, Tutti-Frutti, Minze, Vanille)
plus 1 Tube extra

Aktionspreis

81,90



Prophy-Cup

Der exklusive weiche, flexible und zu 100% latexfreie ProphyCare Prophykelch passt sich den Zahnkonturen an und unterstützt so das selektive Entfernen von Verfärbungen und das Reinigen der Zahnzwischenräume mit weniger Druck und geringerer Ermüdung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

117649
Packung 144 Cups Latch-Type



Aktionspreis

49,90

DIRECTA
directadental.com

mollosil® plus Automix2

Definitive Direkt-Unterfütterung, dauerhaft weichbleibend, kalthärtend, biokompatibel. Wird direkt aus der Kartusche auf die Prothesenbasis appliziert. Geeignet für alle PMMA- und 3D Kunststoffe. Kann auch im indirekten Verfahren verarbeitet werden. Primer mit Farbindikator zur visuellen Applikationskontrolle. Patientenbroschüre und Schleifset inklusive. MDR zertifiziert. Farbe: Gingiva.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

27172
Refill Packung 50 ml Automix2
Doppelkartusche

Aktionspreis

105,-



greenbite apple

Bissregistrierungsmaterial auf A-Silikonbasis, mittlere Konsistenz - mittelfließend, thixotrop. Zur direkten Applikation auf die Zahnreihe, kurze Mundverweildauer (60 Sekunden), maximale Endhärte (ca. 45 Shore D) leicht zu bearbeiten. Farben Base grün, Katalysator gelb. Mit Apfel-Aroma! Medizinprodukt der Klasse IIa.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

29662
Standardpackung 2 x 50 ml
Doppelkartusche, 8 Mischkanülen
grün, 8 Konturierungsdüsen, für
Automix 2



THE DENTAL
ADVISOR
++++ ½

Aktionspreis

48,90

detax

implantlink® semi Classic

Semipermanenter Implantatzement auf Kunststoffbasis 4:1, zur Befestigung von Suprakonstruktionen. Röntgenopak mit verstärkter Haftung und Druckfestigkeit, selbst bei verlängerter Tragedauer. Die Restauration lässt sich beschädigungsfrei ausgliedern. Exakte Positionierung und höchste Passgenauigkeit durch sehr niedrige Filmdicke. Leichtes, großstückiges Entfernen der Überschüsse in der elastischen Phase, haftet nicht am Weichgewebe. Kompatibel mit allen Materialkombinationen, dualhärtend, geruchs- u. geschmacksneutral. Medizinprodukt der Klasse IIa.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

30860
Standardpackung classic 5 ml Kartusche mini-mix,
10 Mischkanülen braun 4:1

Aktionspreis

46,50



Directa AB / DETAX

altmann
dental GmbH & Co. KG
Fachhandel - Einrichtungsplanung - Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEDDERSBURG

futura·dent
Fachhandel - Beratung - Service

GARLICH'S DENTAL
Oldenburger Dental-Depot seit 1927

GERL.

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung Material Planung Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

Cleanic™ Propy-Paste

Cleanic ist eine Ein-Schritt-Propy-Paste, die Ihrem Patienten hervorragende Reinigungs- und Politurresultate bei geringer Abrasion der Zähne in einem Schritt garantiert, und zwar aufgrund der klinisch bewährten integrierten Abrasionsvariabilität von natürlichen Perlit-Partikeln.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209026

Tube 100 g Minze mit Fluorid

Aktionspreis

15,50



Hawe™ Interdentalkeile

Hawe™ Interdentalkeile werden zum Separieren von Zähnen und zur Fixierung von Matrizen eingesetzt. Die anatomischen Zahn- und Gewebekonturen im Interproximalbereich bleiben dabei erhalten. Das stabile Matrizenband passt sich sehr gut an unregelmäßige, stark gewölbte und konvexe Zahnflächen an. Hawe™ Interdentalkeile sind auf die Anatomie des Zahns abgestimmt: Die Dreikantseite passt sich an die Interdentalkontur an.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

87792

Packung 100 Interdentalkeile 822, orange

Aktionspreis

9,50



VOCO Profluorid® Varnish

Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung (5% NaF).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

96371

Packung 48 x 0,4 ml SingleDose sortiert, Zubehör

VOCO

Grandio® SO Unlimited

Universelles High-Performance-Composite mit 4 mm Schichtstärke.


Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

294973

Testpackung 10 x 0,3 g Cap (A1-A4), 10 Futurabond U SingleDose, 1 Farbkarte, 20 Single Tim

Aktionspreis

50,90



Bifluorid 10®

Fluoridlack zur Behandlung von Hypersensibilitäten.


Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

27404

Packung 50 SingleDose

Aktionspreis

66,90



3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit

Das Universal Befestigungskomposit kann alleine als selbstadhäsiver Befestigungszement und in Kombination mit 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv für die adhäsive Befestigung eingesetzt werden. Durch die gemeinsame Verwendung entfällt das aufwendige und umständliche Arbeiten mit mehreren Befestigungskompositen, Primern und Adhäsiven. Durchschnittlich 15 Applikationen aus 3,4g Zement.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209284
Spritze 3,4 g transluzent

159,90



4+1

 solventum

3M™ Filtek™ Supreme Flowable

Lichthärtendes, röntgenopaques, fließfähiges Nanokomposit niedriger Viskosität. Das Spritzendesign hilft Blasen im Material zu reduzieren und unnötigen Materialverwurf zu vermeiden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

208405
Packung 2 x 2 g Refill Spritze A3

63,90



3+1

3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Komposit

Das vielseitige Universal Komposit wurde für jede Art von Restauration entwickelt – ob im Front- oder Seitenzahnbereich – und zeichnet sich durch hervorragende Polierbarkeit, einfache Anwendung und herausragende Festigkeit aus. Natürlich aussehende Ergebnisse mit einer Auswahl von 36 röntgenopaken Farbtönen und 4 Opazitäten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

92692
Packung 10 x 0,2 g Kapsel dentin A3

41,90



4+1

3M™ Clinpro™ Clear Fluorid

Dieses Fluoridgel zeichnet sich durch eine gebrauchsfertige Formulierung aus, die eine wirksame Fluoridaufnahme bei einer nur minimalen Kontaktzeit von 15 Minuten ermöglicht – da fällt es Ihren Patienten leicht, einer Behandlung zuzustimmen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221975
Packung 50 x 0,5 ml Einzeldose Wassermelone, 50 Applikationsbürsten, 1 Patienteninformationen, 60 Aufkleber, 1 Anleitungskarte

110,90



3+1

Solventum™ Filtek™ Easy Match Fließfähiges Komposit

Das fließfähige Komposit überzeugt durch seine besondere Anpassungsfähigkeit: Transparent wo benötigt, dentinähnlich wo gewünscht – ganz ohne Blocker. Das Drei-Farb-System erleichtert Ihnen die Farbauswahl: Situation beurteilen – Farbe intuitiv auswählen – Komposit applizieren OHNE komplizierte Farbskala.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

297525
Packung 2 x 2 g Spritze Komposit Natural inklusive 20 Tips

66,90



3+1

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Komposit

Ist ein Universal Komposit und ausgestattet mit einer Opazität mit natürlicher Anpassungsfähigkeit. Dadurch bietet es eine intuitive Farbauswahl zur Vereinfachung von Workflows in der Füllungs-therapie ohne Kompromisse in Sachen Opazität. Das auf drei Farben basierende System wurde entwickelt, um in den meisten Fällen einfach und intuitiv eine exzellente farbliche Übereinstimmung mit der natürlichen Zahnfarbe zu erzielen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221502
Packung 100 x 0,2 g Kapsel neutral

AKTIONSPAKET

4 x 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Komposit Packung 100 x 0,2 g Kapsel oder Packung 5 x 4 g Spritze nach Wahl

Paketpreis

249,-



neu

Solventum™ Filtek™ Easy Match Fließfähiges Komposit



Ein System, drei Farben: Ein fließfähiges Komposit für **alle** Kavitätenklassen.

Einfach kaulasttragende Restaurationen erstellen, **ohne** separate **Deckschicht**.

- Sich natürlich anpassende Opazität - **kein Blocker** erforderlich
- **Intuitive** Farbauswahl – kein Rätselraten
- Nahezu **blasenfreie** Applikation

© Solventum 2026. Solventum, das S Logo und Filtek sind Marken von Solventum oder ihrer Tochtergesellschaften. 3M und das 3M Logo sind Marken von 3M.

HK Implantat-Reinigungsbürste

Präzise und schonende Biofilamentfernung für eine effiziente Periimplantitisbehandlung. Verschiedene Ausführungen ermöglichen den effizienten Zugang auch an schwer erreichbaren Implantatoberflächen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

108636
Reinigungsbürste NANO



Aktionspreis
36,50

KKD® Kofferdam Grundausrüstung

Ideales Starter-Sortiment für den Kofferdamanwender.

53726

Starter-Kit bestehend aus: Lochzange Ivory, Klammerzange, Sympatic Dam Premium blau/medium - 36 Blatt, Metallrahmen für Erwachsene, Lochschablone, Servietten, Gleitmittel, Variboard mit 8 KKD® triColor Antireflect Klammern (Anterior: 9 - Prämolare: 0/2/2A - Molar: 7/12A/13A/14A), Leitfaden mit Schritt-für-Schritt Vorgehensweisen.



Aktionspreis
305,-

KKD® Anti-Fog Schutzbrille New Style

Beschlagfreie Polycarbonatscheibe mit UV-Schutz 400. Optische Güteklasse 1. Persönliche Schutzausrüstung nach EN 166.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

37912
Brille blau/grau



Aktionspreis
12,50

Iris-Schere

Dentalchirurgische Scheren mit feinen Spitzen für ein präzises Schnittbild über die gesamte Klinge. In Standard oder SuperCut Ausführung erhältlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217919
Schere 11 cm, gebogen



Aktionspreis
23,50

Nadelhalter Mikro TC

Geeignet für Nadelstärken von 5/0 bis 7/0. Rundgriffe für maximal präzise Führung und Komfort. Besonders leichtgängige Arretierung. TC-Hartmetalleinsätze garantieren einen sicheren Grip und minimale Abnutzung. Keine scharfen Kanten, insbesondere am Scharnier und an den Hartmetalleinsätzen – kein versehentliches Abtrennen des Nahtmaterials möglich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217934
Nadelhalter 18 cm



Aktionspreis
315,90



Wurzelzange nach Witzel

Tiefgreifende, diamantierte Wurzelzange mit verbessertem Grip spart Behandlungszeit bei der Entfernung von Wurzelspitzen, Zahnfragmenten und gebrochenen Implantaten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218001
Zange ergonomischer Griff



Aktionspreis
116,50

CONTEC Kalibrierbohrer

Die Kalibrierbohrer sind zur Vorbereitung des Zahnes bzw. des Wurzelkanals vorgesehen, um im Anschluss restaurative Maßnahmen durchführen zu können. Erhältlich in 5 Größen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

88263

Kalibrierbohrer weiß, Ø 1,3 mm



CONTECpro

Die transluzenten pro-Wurzelstifte sind eine gute Ergänzung der - seit mehr als 20 Jahren - weltweit in der Praxis bewährten CONTEC Wurzelstifte aus weiß opakem HT-Glasfaser.

- **Höchste Biegefestigkeit von 1.430 MPa** bei einem Wurzelstift Ø 1,5 mm, ermittelt am Leibniz-Institut der TU Kaiserslautern
- **Starker adhäsiver Verbund durch die mikroporöse, mikro-retentive Struktur der Oberfläche des Wurzelstiftes - ohne den Einsatz eines Silans** nachgewiesen durch Studien an der Universität Rostock und Hannover
- **Homogenität durch dentinähnliches E-Modul**

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

296691

Packung 5 Stifte Ø 1,3 mm, weiß

295773

Standard Set 2 Pilotbohrer, 5 Kalibrierbohrer (rot, weiß, gelb, blau, schwarz), 21 Stifte (3 x rot, 5 x weiß, 5 x gelb, 5 x blau, 3 x schwarz), 1 Assortment-Box leer, 1 Messschablone



GAMMEX® Non-Latex Sensitive

Sterile, latexfreie Neoprenhandschuhe für mehr Sensibilität und Fingerfertigkeit. Hauptmerkmale und Vorteile

- Latexfrei und ohne Beschleuniger hergestellt: Optimaler Allergieschutz
- Ultradünne Technologie: 30% dünner - für tastsensible und dennoch haltbare Handschuhe
- Glatte Oberfläche mit Mikrotextr: Sicherer Griff und Handhabung des Instruments

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

121811

Packung 50 Paar Handschuhe puderfrei, natur, Größe 6,5



Harvard MTA-DirectSeal

Ready-to-use, Bioaktiver MTA Wurzelkanal Sealer. Harvard MTA-DirectSeal ist ein bioaktiver MTA-Wurzelkanalsealer, der direkt, in Kombination mit Gutta-perchaspitzen, aus der Spritze in den Wurzelkanal appliziert werden kann. Die Wurzelkanäle werden randspaltfrei versiegelt. MTA-DirectSeal ist besonders geeignet für die Anwendung in Verbindung mit einem Mastercone. Der hohe pH-Wert von 12 schafft ein bakterienfeindliches Milieu. Das Material härtet durch die Aufnahme von Feuchtigkeit aus dem umgebenden Zahn aus.

297431

Packung 1 Spritze, 8 Endo Tips



ProRoot® Bio Sealer

Der bessere Bioaktive ProRoot® Bio Sealer setzt einen neuen Standard für biokeramische Sealer. Seit über 25 Jahren zählt Dentsply Sirona mit ProRoot® MTA zu den führenden Anbietern von MTA-basierten biokeramischen Endo-Produkten. Jetzt steht mit ProRoot® Bio Sealer ein hochmoderner biokeramischer Sealer zur Verfügung, der neue Maßstäbe setzt.

298959
Kit 2,2 g Spritze,
20 ProRoot Flex Spitzen

neu



Aktionspreis
95,-

Dentsply
Sirona

AH Plus Jet®

AH Plus Jet® endodontologische Versiegelung.

- Verbesserte Konsistenz und Haftung
- Hervorragende Langzeitversiegelung
- Für alle Obturationstechniken entwickelt

298489
Nachfüllpackung 2 x 15 g Automix Spritze

neu



Aktionspreis
159,-

WaveOne® Gold

WaveOne® Gold: Reziprokes endodontisches Behandlungskonzept - für zeitsparendes und einfaches Arbeiten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

118245
Packung 6 Feilen PRIMARY, 25 mm,
Taper.07 ISO 025



Aktionspreis
94,90



RECIPROC® Instrumente

Das Instrument für besonders gründliche Revisionen. Einfach. Sicher. Zeitsparend.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

21895
Packung 6 Feilen 25 mm, ISO 025

Aktionspreis
99,90



RECIPROC® blue

VDW RECIPROC® blue – ein flexibles Universalinstrument für die meisten klinischen Fälle.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

125427
Packung 6 Feilen 25 mm, ISO 025

Aktionspreis
99,90



RECIPROC® Minima


RECIPROC® Minima erweitert die Reciproc Familie und navigiert sicher auch durch enge und anspruchsvolle Kanäle.

- Ideal für enge oder stark gekrümmte Kanäle.
- Bewährte blaue Wärmebehandlung analog von RECIPROC® blue.
- Größen: R20, R25, R35, R45.
- Verfügbare Längen: 21 mm, 25 mm und 31 mm.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

297893
Packung 6 Feilen 25 mm, Größe R20

Aktionspreis
99,90



SDR® flow+

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist SDR® flow+, das original fließfähige Bulk-Fill-Komposit, auch zu einem festen Bestandteil bei Füllungen der Klassen I, II, III und V, im Rahmen von Stumpfaufbauten und post-endodontischer Behandlung, Milchzahnersatz im Seitenzahnbereich ohne Überkappung und Fissurenversiegelung geworden. Workflows mit SDR® flow+ fließfähigem Bulk-Fill-Komposit bieten Effizienz und zuverlässige Ergebnisse.

128558

Komplettset Collector's Edition

110 x 0,25 g Compule (70 x universal, 10 x A1, 15 x A2, 15 x A3)



Dentsply Sirona

Aktionspreis

319,-

Acrytemp

Acrytemp ist das selbsthärtende Bis-Acryl-Kunststoff von Zhermack für kurz- und langfristige provisorische Restaurationen mit spezifischen Eigenschaften, das entwickelt wurde, um den Anforderungen der klinischen Praxis gerecht zu werden. Es wird in selbstmischenden Kartuschen für eine ordnungsgemäße und schnelle Anwendung geliefert.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

222071

Packung 50 ml Kartusche Bis-Acryl-Harz A3, 15 Mischkanülen 4:1



Zhermack
Dental

Aktionspreis

60,90


Sterican® Dentalkanülen

Einmal-Injektionskanüle mit Luer-Lock-Ansatz. Sehr günstiges Einstichverhalten und minimales Trauma durch 3-fach Facettenschliff.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

292595

Packung 100 Kanülen grau, G27, Ø 0,4 mm, 30/42 lang



Aktionspreis

4,90

B. BRAUN
SHARING EXPERTISE

Softa-Man® ViscoRub

Arzneimittel

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

62778

Spenderflasche 500 ml Desinfektion



Aktionspreis

7,30

Prime&Bond active™

Universaladhäsiv mit patentierter Active-Guard™ Technologie -So erhalten Sie selbst auf zu feuchtem oder zu trockenem Dentin einen sicheren und zuverlässigen Haftverbund. Für alle Ätztechniken und Indikationen geeignet.

125125

Eco-Nachfüllpackung
3 x 4 ml Flasche

Aktionspreis

210,-



Meliseptol® Wipes sensitive

Weiche, gebrauchsfertige Tücher zur Schnelldesinfektion von kleinen Flächen oder Medizinprodukten. Getränkt mit Meliseptol Foam pure. Synthetisches Vliesmaterial (PET), keine Adsorption, die Desinfektionsmittelwirkstoffe werden sicher an die zu desinfizierende Fläche abgegeben. Für empfindliche Oberflächen hervorragend geeignet. Breites Wirkungsspektrum in praxisgerechten schnellen Einwirkzeiten. Aldehyd- und aminfrei, ohne Parfüm.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

67508

Beutel 60 Tücher
BAuA-Nr. N-45019



Aktionspreis

5,90

elmex® Sensitive Professional Duraphat

294718
Packung 50 x 0,4 ml Single Dose



Aktionspreis
74,50

elmex® gelée

Arzneimittel

295062
Tube 38 g



Aktionspreis
5,50

elmex® fluid

Arzneimittel

209223
Flasche 50 ml Lösung

 **CP GABA GmbH**
A Colgate-Palmolive Company



Aktionspreis
18,90

Artinestol® Lokalanästhetikum

Arzneimittel

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

47002
Packung 100 x 1,7 ml Zylinderampulle
1:200.000



Aktionspreis
59,50

*Aktion gilt nur in Deutschland

Pursept® UniSprint Wipes

Gebrauchsfertige, gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, mit sehr guter Materialverträglichkeit.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

128335
Packung 100 Tücher
BAuA-Nr. N-68268

Aktionspreis
9,50

*Aktion gilt nur in Deutschland und Österreich



CronMix® K

Selbsthärtender Bis-Acryl-Kunststoff zur Herstellung von provisorischen Inlays, Langzeitprovisorien und Kronen und Brücken.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

65736
Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche 4:1 CronMix® K A2,
20 Feinmischkanülen





Aktionspreis
115,-

*Aktion gilt nur in Deutschland und Österreich

gigasept® instru AF

gigasept® instru AF ist ein aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungspräparat für chirurgisches Instrumentarium in Klinik und Praxis. Sehr gute Reinigungsleistung. Umfassende mikrobiologische Wirksamkeit. Verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad.

78963
Kanister 5 Liter Desinfektion



Aktionspreis
79,90

dentavon® ID

Aldehydfreies Desinfektionsmittel auf Basis von Aktivsauerstoff für die Desinfektion von zahnmedizinischen Abformungen.

295840
Dose 900 g Desinfektion



Aktionspreis
74,90

schülke →



Aktionspreis
26,90

aspirmatic®

Die aufeinander abgestimmten Präparate aspirmatic® und aspirmatic® cleaner sorgen für eine umfassende Reinigung & Desinfektion der zahnärztlichen Absauganlage und für die notwendige hygienische Sicherheit im Praxisbetrieb.

217877
Flasche 2 Liter Desinfektion

Xylonor Spray N 15%

Arzneimittel

75383
Packung 36 g Flasche



Aktionspreis
39,50

Racestyptine

25%ige Aluminiumchlorid-Lösung zur Gingivaretraktion. Ergänzt mechanische Wirkung des Retraktionsfadens vor der Abdrucknahme.

75351
Flasche 13 ml Lösung



Aktionspreis
31,50



GenENDO Revo-S+

Rotierende Feilen zur Öffnung und effizienten Kanalaufbereitung. Effiziente Reinigung und Abformung: dank symmetrischer und asymmetrischer Querschnitte. Mit dreieckigen symmetrischen und asymmetrischen Querschnitten für optimale Performance.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

296325
Packung 5 Feilen steril 25 mm, SC2



Aktionspreis
35,90

Tork® Zickzack Handtücher Advanced

Die Zickzack-Handtücher eignen sich optimal für Fälle, in denen sowohl Preis als auch Leistung eine Rolle spielen. In Kombination mit dem Tork Spender für Zickzack-Handtücher eignen sich die Handtücher perfekt für Umgebungen mit starker Beanspruchung. Die Einzelblattausgabe bietet ausgezeichnete Hygiene, der Verbrauch und somit auch die Abfallmenge werden gesenkt. Ansprechendes Lorbeerblatt-Design von Tork.

210285

Karton 15 x 250 = 3.750 Tücher
2-lagig, Singlefold Falzung,
geprägt, 23 x 22,6 cm entfaltet,
11,5 x 22,6 cm gefaltet, weiß

Aktionspreis

30,90



TORK® Advanced Handtuch Zickzackfalz

(V-Falz), weich

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. 2-lagiges, weiches Tissue mit Dekorprägung. EU Ecolabel / ISEGA Zertifizierung und FSC- Zertifikat.

103923

Karton 15 x 250 Tücher = 3.750 Tücher
weiß, 2-lagig, 23 x 25 cm Zickzack-
Falzung (V-Falz)

Aktionspreis

36,50



15 x 250



Aktionspreis

35,90



21 x 100

Tork Xpress® Multifold Handtücher, extra weich

Verbrauchssparende und hygienische Einzeltuchentnahme, Funktionaler, ergonomischer und platzsparender Tork Carry Pack. Tuch wird bereits voll entfaltet entnommen. Extrem weich, saugstark und nassreißfest, aufgrund 2 Lagen Tissue-Plus mit Quick-Dry - Effekt. EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert, ISEGA Zertifikat.

87553

Karton 21 x 100 = 2.100 Premium Tücher
hochweiß 21 x 34 cm, 2-lagig, extra weich

Eltra®

60°C DESINFEKTIONS-VOLLWASCHMITTEL FÜR TEXTILIEN.

- RKI A – bakterizid, mykobakterizid, fungizid
- RKI B – viruzid
- EN 14476 – viruzid
- Sporizid – Clostridium-difficile-Zertifikat

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

44143

Sack 20 kg
BAuA-Nr. N-13253

88968

Sack 6 kg
BAuA-Nr. N-13253

Aktionspreis

39,50

ECOLAB®



Aktionspreis

135,-



Aktionspreis

67,50

Incidin™ Pro

Flüssiges Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion. Incidin™ Pro setzt mit seiner SMART-BALANCED-Formel einen neuen Standard für die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

202428

Kanister 6 Liter Konzentrat
BAuA-Nr. N-54665

VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab®


Monochromatische, zahnfarbene Feldspatkeramik-Rohlinge integrieren sich farblich sehr gut in die Restzahnsubstanz. Exzellent zur CAD/CAM-Fertigung kleinerer, ästhetischer Rekonstruktionen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

106191

Packung 5 Blöcke Größe I-12, 2M2C

63,90



VITA

VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab®


Polychrome, zahnfarbene Feldspat-Rohlinge mit integriertem Farbverlauf zur Reproduktion des natürlichen Farbspiels.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

105527

Packung 5 Blöcke TF-12, A3C

79,90



VITABLOCS® RealLife for CEREC®/inLab MC XL®

Polychrome, zahnfarbene Feldspatkeramik-Rohlinge mit integrierter 3D-Schichtstruktur: Mittels 3D-Schichtung wird der bogenförmige Farbverlauf zwischen Dentin und Schneide nachgebildet. Profitieren Sie von integriertem Zahnfarbverlauf für hochästhetische FZ-Kronen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

95411

Packung 5 Blöcke Größe RL-14/14, 1M2C

112,90



Ultrapak™ gestrickter Retraktionsfaden

100% Baumwolle, gestrickt zu einem engmaschigen, schlauchförmigen Faden. Besonders hohes Saugvermögen, kontrollierte Expansion, optimale Retraction im Sulkus. Exakte Schneidevorrichtung im Deckel.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

69101

Flasche 244 cm Faden Nr. 0

Aktionspreis

12,90

* Aktion gilt nur in Deutschland, Österreich und den Niederlanden!



ViscoStat™ Clear

ViscoStat™ Clear ist ein viskoses, 25 %iges Aluminiumchlorid-Gel. Wirkt retrahierend und adstringierend, wirksam bei geringgradigen Blutungen. Verschluss von Kapillar-Enden durch eine Schwellung des Kollagens. Vorteil im sichtbaren Bereich: Es entstehen keine Blutkoagel und es gibt keine Verfärbungen von Hart- und Weichgeweben.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

297322

Nachfüllpackung 30 ml IndiSpense-Spritze Gel



Aktionspreis

46,90

* Aktion gilt nur in Deutschland, Österreich und den Niederlanden!



Aktionspreis

45,90

* Aktion gilt nur in Deutschland, Österreich und den Niederlanden!

ViscoStat™

VISKÖSES KOAGULIERENDES HÄMOSTATIKUM 20 %IGES EISENSULFAT.

- Liefert eine stabile Hämostase.
- Stoppt moderate Blutungen.
- Beeinträchtigt nicht die Hart- oder Weichgewebeheilung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

15943

Nachfüllpackung 30 ml IndiSpense-Spritze

Band-Keilzange

Das neue Band Wedge Instrument (BWI) ermöglicht das präzise Platzieren und einfache Entfernen von sowohl Matrizenbändern als auch Interdentalkeilen. Das beste Instrument von Garrison, das für diese beiden Fälle geeignet ist. Das BWI greift dabei laut internen Tests 16 Mal besser als herkömmliche Pinzetten.

299092
Pinzette



Aktionspreis
70,90

Quad-Teilmatrizensystem

Das neue Quad System mit den asymmetrischen Quad Ringen und Keilen mit gespaltenen Spitze ist ideal für schwierige Fälle wie Back-to-back-Restaurationen von nebeneinanderliegender Karies, tiefe Läsionen und Mehrfachrestaurationen geeignet. Probieren Sie das Quad System mit der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie aus.

295006
Quad Sectional Matrix System Intro Kit 2 Quad Ringe blau, 50 Firm Matrizenbänder, 50 Fusion Matrizenbänder, 80 Quad Keile, 10 Varistrip, 5 Margin Elevation Bänder, 1 Ringseparierzange



Aktionspreis
490,90

Garrison

Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Matrixband

Formstabiles, ultradünnes Firm Matrizenband (0,38 mm) mit eZ-Place™ Technologie für präzise Klasse-II-Kompositrestaurationen im Seitenzahnbereich. Dank speziell verarbeitetem Edelstahl deutlich widerstandsfähiger gegen Verformung als herkömmliche Bänder und gleichzeitig optimal vorgeformt für enge, anatomisch korrekte Approximalkontakte. Ideal auch bei anspruchsvollen Präparationen und schwer zugänglichen Bereichen.

207713
Set 300 Bänder in 5 verschiedenen Größen (je 60 Bänder von jeder Größe)



Aktionspreis
245,90

Orotol® plus Sauganlagen-Desinfektion

Schaumfreies Flüssigkonzentrat für die gleichzeitige Reinigung, Desinfektion, Desodorierung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider.

61055
Flasche 2,5 Liter Konzentrat
46,90



MD 555 cleaner

Spezialreiniger für Sauganlagen

Schaumfreies Reinigungskonzentrat für Sauganlagen und Amalgamabscheider aller Art. Löst Verkrustungen aus Kalk, Prophylaxepulvern oder Prophylaxe Pearl-Produkten. Hervorragende intensive Reinigungswirkung gegen Ablagerungen und Verschlämmungen. Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen. Ideal in Kombination mit Orotol® plus.

118674
Flasche 2,5 Liter Konzentrat
46,90



DÜRR DENTAL

WL-clean

Gebrauchsfertige Lösung zur nicht proteinfixierenden Reinigung (Innen- und Außenflächen) vor der Desinfektion/ Sterilisation von ärztlichen und zahnärztlichen Hohlkörperinstrumenten, wie Turbinen, Hand- und Winkelstücke, innengekühlte Instrumente und Endoskope.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

90772

Karton 4 x 500 ml Sprühdose, ohne Adapter



Aktionspreis

66,90

WL-cid

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion (Innen- und Außenflächen) von medizinischen und dentalen Hohlkörperinstrumenten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

90773

Karton 4 x 500 ml Sprühdose, ohne Adapter



Aktionspreis

71,90



WL-dry

Gebrauchsfertiges Spray zur Trocknung nach der Reinigung und/oder Desinfektion der Innenflächen von medizinischen und dentalen Hohlkörperinstrumenten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

133839

Starter Set 2 x 500 ml Flasche WL-clean, 2 x 500 ml, WL-cid, 2 x 300 ml Flasche WL-dry, ohne Adapter



Aktionspreis

109,90

neodisher® MediClean dental

Mildalkalischer, enzymatischer Reiniger – Flüssigkonzentrat. Entfernt wirkungsvoll Blut- und Eiweißrückstände. Besonders materialverträglich. Auch zur maschinellen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten geeignet. Zudem für die manuelle Reinigung von Dentalinstrumenten im Tauch- und Ultraschallbad geeignet. NEU – kennzeichnungsfrei: kein Gefahrstoff, kein Gefahrgut.

71066

Kanister 5 Liter Konzentrat



Aktionspreis

37,90

neodisher® PreStop

Korrosionsschutzmittel zum Aufsprühen auf chirurgische Instrumente direkt nach der Anwendung. Die eingesprühten Instrumente können bis zu 72 Stunden vor der weiteren Aufbereitung gelagert werden.

Für den neodisher® PreStop wird ein spezieller Schaumprüher benötigt.

125152

Flasche 750 ml Schutzmittel, ohne Schaumprüher



Aktionspreis

19,90



neodisher® Septo Plus

Für die manuelle Reinigung und Desinfektion sowie für die desinfizierende Vorreinigung im Tauch- bzw. Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung. Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit. Frei von Aldehyden und Aminen. Kompatibel mit aldehyd- und peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln. VAH1-gelistet und in der IHO2-Desinfektionsmittelliste eingetragen.

202796

Flasche 1 Liter Konzentrat



Aktionspreis

12,50

Fixtemp® C&B

Automatisch anmisches Komposit im Mischverhältnis 4:1 zur Anfertigung von provisorischen Kronen und Brücken sowie In- und Onlays in überragender Qualität.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

36760

Packung 50 ml Doppelkartusche A2,
10 Mischkanülen hellblau

70722

Packung 50 ml Doppelkartusche A3,
10 Mischkanülen hellblau



Aktionspreis

56,90



Aktionspreis

56,90

StoneBite®

Additionsvernetzendes Silikon auf elastomerer Basis für die Bissregistrierung mit extrem hoher Endhärte von 48 Shore D, welches dem Anwender eine absolut präzise und verlässliche Arbeitsgrundlage präsentiert. Es ist sehr gut schneidbar.

21546

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche,
12 Mischkanülen pink, Applikationstips



Aktionspreis

36,90



DS 50 Injector

Zur Applikation von dentalen C&B Materialien aus S 50 Doppelkartuschen.

80786

Injector 4:1

63924

Injector 1:1



Aktionspreis

71,90



Aktionspreis

71,90

Mischkanülen hellblau 4:1

Mischkanülen für Fixtemp C&B.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

14894

Packung 100 Mischkanülen hellblau 4:1



Aktionspreis

63,90